

Sistema di seduta Sitter

Prezzi aggiornati il 01/01/2024 IVA al 4% esclusa.

Nr.Reg.Min.2560358/R



Caratteristiche:

- Schienale avvolgente
- Sedile avvolgente con divaricatore integrato
- Cinghia pelvica a 5 punti con stabilizzatore pettorale
- Anti-microbial agent
- Cinghie di fissaggio
- Materiale impermeabile ai liquidi e facilmente lavabile
- Fissabile su tipi di basi diverse

Dati del Sitter	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4	Misura 5
Peso utilizzatore (kg)	da 9 a 18	da 13 a 27	da 18 a 36	da 22 a 49	da 40 a 90
Altezza utilizzatore (cm)	da 75 a 100	da 88 a 120	da 100 a 140	da 125 a 162	da 135 a 185
Età utilizzatore (anni)	da 1 a 3	da 3 a 6	da 6 a 9	da 9 a 14	da 13 in su
Profondità interna sedile	17,5 cm	24 cm	29 cm	33,8 cm	40 cm
Larghezza interna sedile	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Altezza interna schienale	52,5 cm	65 cm	72,5 cm	82,5 cm	97,5 cm
Profondità esterna sedile	30 cm	35 cm	40 cm	47,5 cm	52,5 cm
Larghezza esterna sedile	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Altezza esterna schienale	62,5 cm	72,5 cm	85 cm	95,3 cm	110 cm
Peso del sistema di seduta	2,7 kg	4,5 kg	5,9 kg	7,3 kg	8,6 kg

Articolo

Prodotto

Colore

Mis.

Prezzo al
Pubblico

Sitter



☐	421C132=SK101	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	grigio	1	€ 691
☐	421C132=SK102	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	grigio	2	€ 749
☐	421C132=SK103	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	grigio	3	€ 937
☐	421C132=SK104	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	grigio	4	€ 1,119
☐	421C132=SK105	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	grigio	5	€ 1,477



☐	421C132=SK111	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	azzurro	1	€ 691
☐	421C132=SK112	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	azzurro	2	€ 749
☐	421C132=SK113	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	azzurro	3	€ 937
☐	421C132=SK114	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	azzurro	4	€ 1,119
☐	421C132=SK115	Sistema di seduta avvolgente Sitter Seat	azzurro	5	€ 1,477

Sitter con base a cuneo Floor Base (solo per misure 1-3)



☐	420P132=00043	Sitter con base a cuneo Floor Base	grigio	1	€ 808
☐	420P132=00045	Sitter con base a cuneo Floor Base	grigio	2	€ 1,003
☐	420P132=00047	Sitter con base a cuneo Floor Base	grigio	3	€ 1,190



☐	420P132=00042	Sitter con base a cuneo Floor Base	azzurro	1	€ 808
☐	420P132=00044	Sitter con base a cuneo Floor Base	azzurro	2	€ 1,003
☐	420P132=00046	Sitter con base a cuneo Floor Base	azzurro	3	€ 1,190

Base a cuneo Floor Base (solo per misure 1-3)



☐	421S132=SK420	Base a cuneo Floor Base	grigio	1	€ 441
--------------------------	---------------	-------------------------	--------	---	-------

Sitter con base a ruote (Mobile Base)



☐	420P132=00027	Sitter con base a ruote Mobile Base	grigio	1	€ 1,408
☐	420P132=00028	Sitter con base a ruote Mobile Base	grigio	2	€ 1,444
☐	420P132=00029	Sitter con base a ruote Mobile Base	grigio	3	€ 1,631
☐	420P132=00030	Sitter con base a ruote Mobile Base	grigio	4	€ 1,902
☐	420P132=00031	Sitter con base a ruote Mobile Base	grigio	5	€ 2,260



☐	420P132=00022	Sitter con base a ruote Mobile Base	azzurro	1	€ 1,408
☐	420P132=00023	Sitter con base a ruote Mobile Base	azzurro	2	€ 1,444
☐	420P132=00024	Sitter con base a ruote Mobile Base	azzurro	3	€ 1,631
☐	420P132=00025	Sitter con base a ruote Mobile Base	azzurro	4	€ 1,902
☐	420P132=00026	Sitter con base a ruote Mobile Base	azzurro	5	€ 2,260