

Avantgarde Teen 2 VR

Carrozzina attiva superleggera per bambini
Codice articolo: 480F45=40000_K



Dotazione base

- Telaio in alluminio con doppia crociera
- Telaio dritto o abdotto di (60 mm)
- Pedana estraibile in alluminio, unica o divisa
- Schienale tensionabile con imbottitura regolabile in altezza
- Spondine dritte in alluminio o proteggibiiti in ABS
- Pedane poggiapiedi swing away
- Telaio regolabile in profondità
- Ruote posteriori con innesto rapido
- Freni con leva lunga regolabile

Portata max 90 kg

Prezzo base: 1.750,- € Prezzi in €, aggiornati il 01.01.2024, iva esclusa Nr.Reg.Ministero: 2554305/R CND Y122106		Ordine-Nr.: _____
<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine	
Timbro Rivenditore: (indirizzo fattura codice cliente)		
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)		
Comm.	Cliente Data Firma	

Misure sedile			
Larghezza sedile SB in cm	[] 26 [] 28 [] 30 [] 32 [] 34 [] 36		
Profondità sedile ST in cm	[] 30 [] 32 [] 34	telaio medio	[] 36 [] 38 [] 40 telaio lungo
Altezza sedile anteriore in cm (Tabella a pagina 6)			
	[] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51		
Modello telaio anteriore			
MA 01	[]	Standard	
MA 06	[]	Abdotto di 6 cm	
Accessori telaio			
MA 50	[]	Ruotine transito (non in abbinamento a antiribaltamento MA55 e 56)	€ 131
MA 51	[]	Superamento gradini destro	€ 66
MA 52	[]	Superamento gradini sinistro	€ 66
MA 55	[]	Antiribaltamento dx con ruotina (a scomparsa)	€ 105
MA 56	[]	Antiribaltamento sinistro con ruotina (a scomparsa)	€ 105

Tutti i codici articoli indicati servono esclusivamente per l'ordine base della carrozzina. Per ordinare le parti di ricambio separatamente si prega di utilizzare i codici del catalogo ricambi.

Ruotine piroettanti anteriori		(dimensioni in mm)	
MF 30	<input type="checkbox"/>	Ruotine gomma piena 4"	(100 x 32) -
MF 35	<input type="checkbox"/>	Ruotine Soft 4", alluminio	(100 x 38) € 129
MF 31	<input type="checkbox"/>	Ruotine gomma piena 5"	(125 x 32) -
MF 36	<input type="checkbox"/>	Ruotine Soft 5", alluminio	(125 x 38) € 129
MF 04	<input type="checkbox"/>	Ruotine Soft 5,5"	(140 x 40) -
MF 32	<input type="checkbox"/>	Ruotine gomma piena 6"	(155 x 33) -
MF 37	<input type="checkbox"/>	Ruotine Soft 6", alluminio	(150 x 38) € 129

Misura forcella			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Forcella lunga	-
MF 81	<input type="checkbox"/>	Forcella corta	-

Accessori per ruotine piroettanti			
MF 96	<input type="checkbox"/>	Adattatore altezza anteriore sedile ridotta (-3,5 cm da ST 36 cm)	€ 93
MF 97	<input type="checkbox"/>	Adattatore altezza anteriore sedile elevata (+3,5 cm)	€ 93

Altezza posteriore sedile in cm (vedere tabella a pagina 6)	
<input type="checkbox"/>	35 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	37 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	38 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>

Misure ruote posteriori			
MG 04	<input type="checkbox"/>	20"	-
MG 01	<input type="checkbox"/>	22" (da profondità sedile ST di cm 36)	-

Campanatura ruota	
<input type="checkbox"/>	0° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6° <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8° (per campanature oltre i 4° si consiglia una inclinazione sedile ridotta a 0)

Posizione orizzontale delle ruote posteriori	
<input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>

Ruote posteriori		20"	22"	
MG 05	<input type="checkbox"/>	Standard per ruote da 20"	•	-
MG 06	<input type="checkbox"/>	Cerchi rinforzati con tubolare da 22"	•	-
MG 15	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight	•	€ 129
MG 80	<input type="checkbox"/>	Ruote posteriori con freno a tamburo/accompagnatore	•	€ 323

Pneumatici		20"	22"	
MG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun/HS 302 profilo liscio x 1"	• •	-
MG 35	<input type="checkbox"/>	PU da 1 3/8" (non in abbinamento con cerchi Infinity MG 15)	• •	-
MG 37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution x 1" antiforatura	•	€ 67

Corrimano			20"	22"	
MG 50	[]	Alluminio verniciato nero	•	•	–
MG 52	[]	Alluminio anodizzato argento	•	•	–
MG 54	[]	Gommato	•	•	€ 97
MG 56	[]	Acciaio inox lucido	•	•	€ 53

Montaggio					
MG 70	[]	Corrimano montato stretto			–
MG 71	[]	Corrimano montato largo			–

Accessori per ruote posteriori					
MG 86	[]	Dispositivo arretramento baricentro			€ 120
MG 87	[]	Pompa ad alta pressione, 14 bar			€ 105

Altezza schienale																			
[]	17,5	[]	20	[]	22,5	[]	25	[]	27,5	[]	30	[]	32,5	[]	35	[]	37,5	[]	40

Sistemi schienale									
MD 01	[]	Schienale dritto reg.le in h	[]	17,5 – 27,5 cm	[]	25 – 35 cm	[]	30 – 40 cm	–
MD 10	[]	Schienale reclinabile* reg.le in h	[]	30 – 40 cm	€ 215				

*Reclinazione da -9° a +9° (preregolazione di 3°)

Telo schienale					
MD 04	[]	Standard (da altezza schienale RH di cm 30)			–
MD 05	[]	Tensionabile			–
MD 06	[]	Senza			–

Telo schienale con tasca posteriore a chiusura lampo					
MD 70	[]	Sì			€ 53
MD 71	[]	No			–

Telo schienale con fibra a nido d'ape					
MD 72	[]	Sì			€ 53
MD 73	[]	No			–

Manopole	Regolazione						
MD 50	[]	Standard corte			–		
MD 51	[]	Standard lunghe			–		
MD 52	[]	Telescopiche lunghe regolabili in altezza			€ 184		
MD 53	[]	Telescopiche corte regolabili in altezza			€ 184		
MD 54	[]	Regolabili in altezza, estraibili, curve	[]	14 cm	[]	24 cm	€ 184
MD 55	[]	Regolabili in altezza, estraibili, diritte	[]	14 cm	[]	24 cm	€ 184

Spondine laterali					
ME 01	[]	Spondine diritte in alluminio, regolabili			–
ME 02	[]	Spondine proteggibiti, in plastica, in ABS (dotazione base)			–
ME 05	[]	Spondina in alluminio con bracciolo a innesto (da altezza schienale RH di 30 cm)			€ 159

Accessori per spondine laterali					
ME 50	[]	Braccioli tubolari, regolab.in altezza, ribaltabili,estraiibili (da altezza schienale RH di 30 cm)			€ 210
ME 60	[]	Tavolino in plexiglass			€ 172

Lunghezza gamba in cm (senza cuscino sedile)					
Lunghezza (UL) in cm (regolazione possibile 16 – 41 cm)					
Lunghezza tubi pedana					
Attenzione! In caso non venga selezionata nessuna opzione, saranno scelti i tubi più lunghi compatibili con la UL richiesta					
MB 40	[]	Tubi pedana corti (UL 25 ÷ 32 cm)		-	
MB 41	[]	Tubi pedana medi (UL 32 ÷ 47 cm)		-	
MB 42	[]	Tubi pedana lunghi (UL 47 ÷ 50 cm)		-	
Pedana poggipiedi					
MB 01	[]	Pedana unica, stretta, reg. in inclin., girevole esternamente, prof. 12,5 cm (da UL 25 cm)		€ 53	
MB 03	[]	Pedana unica, regolabile in inclinazione, girevole esternamente, prof. 16 cm (da UL 25 cm)		-	
MB 10	[]	Pedane divise, regolabili in inclinazione, prof. 16 cm (da UL 25 cm)		-	
MB 19	[]	Pedane divise per lunghezza gamba ridotta UL (16 – 25 cm)		€ 28	
MB 20	[]	Pedana unica per lunghezza gamba ridotta UL (16 – 25 cm)		€ 53	
Accessori pedana					
MB 70	[]	Blocco per pedana unica (solo nelle versioni MB 01 e MB 03)		€ 66	
MB 72	[]	Cinturini fermatallone per pedana divisa (da UL 36 cm)		€ 29	
MB 73	[]	Blocco laterale regolabile		€ 40	
Altri accessori					
MZ 50	[]	Cintura di sicurezza con fibbia in plastica		€ 40	
MZ 51	[]	Cintura sedile con fibbia metallica		€ 115	
MZ 52	[]	Set di attrezzi		€ 53	
Copriraggi					
MG 90	[]	Trasparenti		€ 107	
MG 100	[]	Motivo Graphic		€ 184	
MG 101	[]	Motivo Miracle		€ 184	
MG 102	[]	Motivo Network		€ 184	
MG 103	[]	Motivo Robots		€ 184	
MG 104	[]	Motivo Spectrum		€ 184	
Colori telaio					
001	[]	Brilliant silver	002	[]	Anthracite metallic
003	[]	Nero lucido	004	[]	Ice blue
005	[]	Sparkle light orange	009	[]	Dormant vinho sparkle
010	[]	Dormant marine blue	012	[]	Dormant sky blue
013	[]	Nero opaco	014	[]	Candy red
021	[]	Sparkle granny smith	023	[]	Bianco traffico RAL 9016
Colori telo rivestimento					
901	[]	Nero (dotazione base)		-	
902	[]	Blu		-	
903	[]	Rosso		-	

Informazioni

Tabella delle altezze sedile

Altezza sedile anteriore

Forcella corta, ruota anter.	Regolazione
Diametro ruota anteriore 3"	42 – 44
Diametro ruota anteriore 4"	42 – 45
Diametro ruota anteriore 5"	43 – 46
Diametro ruota anteriore 5,5"	44 – 47
Diametro ruota anteriore 6" aria	45 – 48

Forcella lunga, ruota anter.

Diametro ruota anteriore 3"	46 – 48
Diametro ruota anteriore 4"	46 – 48
Diametro ruota anteriore 5"	46 – 49
Diametro ruota anteriore 5,5"	47 – 50
Diametro ruota anteriore 6" aria	47 – 51

I valori sono indicativi e sono stati arrotondati! Lo scarto max è di 1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruote, dalla forcella ruote anteriori e dalla posizione di montaggio. Si prega di controllare la tabella delle altezze sedile!


Se si usa l'adattatore per altezze sedile anteriori elevate: si deve aumentare i valori delle misure di +35mm.

Se si usa l'adattatore per altezze sedile anteriori ridotte: si deve togliere dai valori delle misure -35mm.

Misure in cm. da intendersi senza cuscino sedile e con inclinazione di seduta di 0°.


Posizione orizzontale della piastra di regolazione per ruota posteriore: vedi disegno.

L'altezza posteriore dipende dal diametro della ruota posteriore (hSH) e dalla posizione di montaggio. Vedi la tabella delle altezze sedile!



Altezza sedile posteriore

Mis.ruote	Regolazione
20"	35 – 41 e 43 – 46
22"	38 – 43 e 46 – 48



MG 104 Spectrum



MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 100 Graphic



MG90 Trasparenti



MA 01 Telaio anteriore standard



MA 06 Telaio anteriore addotto



MD 10 Schienale reclinabile



MD 54 Manopole ricurve



ME 02 Proteggiabiti in ABS




ME 50 Braccioli tubolari rivestiti



MF 30 Ruotine Design



MF 97 Adattatore altezza sedile



MG 86 Arretramento baricentro



MG 15 Ruote Infinity Ultralight



MG 31 Pneumatici Schwalbe RightRun



MB 73 Fermi laterali



MB 03 Pedana unica



MB 10 Pedana divisa



MB 20 Pedana per UL ridotta