

hts.

Indirizzo di fatturazione:

Indirizzo di spedizione:

- Ordine
 Preventivo

Ordine n°: _____

Riferimento: _____

Data: _____

Firma: _____



La sedia per doccia e WC versatile.

- sedia wc completa di base, utilizzabile anche come sedia da doccia
- cinghia pelvica inclusa
- profondità del sedile e inclinazione dello schienale regolabili

Nr. Registrazione
 Ministero 2559617/R

HTS configurata (versione full optional base e seduta) disponibile in pronta consegna

Mis. 1 – HTS completa di base a ruote con bascula $-5^{\circ} \div 25^{\circ}$, imbottiture (seduta aperta post.), braccioli, poggiatesta, cinghia a bretellaggio, pelotte laterali e frontale, guide per le cosce, secchio WC, cuneo di abduzione, pedana, cavigliere e cinghia per polpacci

Mis. 2 – HTS completa di base a ruote con bascula $-5^{\circ} \div 25^{\circ}$, imbottiture (seduta aperta post.), braccioli, poggiatesta, cinghia a bretellaggio, pelotte laterali e frontale, guide per le cosce, secchio WC, cuneo di abduzione, pedana, cavigliere e cinghia per polpacci

Mis. 3 – HTS completa di base a ruote con bascula $-5^{\circ} \div 25^{\circ}$, imbottiture (seduta aperta post.), braccioli, poggiatesta, cinghia a bretellaggio, pelotte laterali e frontale, guide per le cosce, secchio WC, cuneo di abduzione, pedana, cavigliere e cinghia per polpacci

421A305=00285_V001

€ 3.289

421A305=00286_V001

€ 3.527

421A305=00287_V001

€ 4.216

Seduta

	hts. mis. 1	hts. mis. 2	hts. mis. 3
	<input type="checkbox"/> 421A305=00285 (Z111) € 555	<input type="checkbox"/> 421A305=00286 (Z121) € 656	<input type="checkbox"/> 421A305=00287 (Z131) € 920

Base

Base hts. – completa di pedana e ruotine da 75 mm (con freni), regolabile in altezza, con bascula -5° ÷ 25°



Base hts. – completa di pedana e ruotine da 75 mm (con freni), regolabile in altezza, con bascula -15° ÷ 15°



Base fissa hts. completa di pedana, regolabile in altezza



421A305=00xxx

<input type="checkbox"/> per mis. 1 -290 (Z166)	€ 1.278
<input type="checkbox"/> per mis. 2 -291 (Z167)	€ 1.278
<input type="checkbox"/> per mis. 3 -292 (Z168)	€ 1.524

421A305=00xxx

<input type="checkbox"/> per mis. 1 -290+293 (Z166+Z169)	€ 1.364
<input type="checkbox"/> per mis. 2 -291+293 (Z167+Z169)	€ 1.364
<input type="checkbox"/> per mis. 3 -292+293 (Z168+Z169)	€ 1.610

421A305=00xxx

<input type="checkbox"/> per mis. 1 -294 (Z184)	€ 700
<input type="checkbox"/> per mis. 2 -295 (Z185)	€ 751
<input type="checkbox"/> per mis. 3 -296 (Z186)	€ 1.140

Base per vasca da bagno

Base per vasca da bagno hts. – non adatta alla mis. 3, utilizzo senza pedana

Largh. inferiore/super.	41/49 cm
Lunghezza	58 cm
Altezza (anteriore)	25 cm

421A305=00xxx

<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 -288 (Z138)	€ 303
---	-------



Staffa di fissaggio


Staffa di fissaggio – per il montaggio diretto sul WC (senza bisogno della base)



<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 421S305=00158 (Z115)	€ 101
<input type="checkbox"/> per mis. 3 421S305=00165 (Z135)	€ 132

Dati tecnici

		mis. 1	mis. 2	mis. 3	
A	Larghezza	basi a ruote	53 cm	53 cm	57 cm
		base fissa	51 cm	51 cm	53 cm
		base telescopica	67 cm	67 cm	71 cm
B	Altezza seduta	basi a ruote	39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
		base fissa	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
		base telescopica	51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
C	Larghezza seduta	20*/25*/30cm	25*/30*/36cm	33*/38*/43cm	
D	Profondità seduta	20/23/25/28 cm	29/32/34/37 cm	37/40/42/44 cm	
E	Altezza braccioli	13,5 cm	17 cm	20 cm	
F	Larghezza schienale	29 cm	34 cm	41 cm	
G	Lughezza gambe	22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm	
H	Altezza schienale	42 cm	50 cm	62 cm	
I	Altezza da terra	basi a ruote	52 cm	52 cm	52,5 cm
		base fissa	38 cm	38 cm	42 cm
J	Lunghezza	basi a ruote	74 cm	74 cm	81 cm
		base fissa	71 cm	71 cm	74 cm
		base telescopica	84 cm	84 cm	87 cm
K	Lunghezza da parte anteriore foro seduta all'estremità posteriore della base	48 cm	48 cm	48 cm	
	Reclinazione schienale	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	
	Basculazione seduta	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	
		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	
	Portata massima	34 kg	68 kg	113 kg	



* regolazione effettuabile tramite i cuscinetti per le cosce (opzionali)

Braccioli

	Braccioli per mis. 1 – rimovibili (configurazione standard per mis. 1, quando non indicato altrimenti)		Braccioli per mis. 1-3 – rimovibili (configurazione standard per mis. 2, quando non indicato altrimenti)		Braccioli per mis. 2+3 – rimovibili (configurazione standard per mis. 3, quando non indicato altrimenti)	
	Altezza	13,5 cm	Altezza	17 cm	Altezza	20 cm
	al paio		al paio		al paio	
	<input type="checkbox"/> 421E305=00031 (Z101) € 76		<input type="checkbox"/> 421E305=00032 (Z102) € 81		<input type="checkbox"/> 421E305=00033 (Z103) € 96	

Imbottiture

Imbottiture schienale e seduta (seduta chiusa posteriormente)	Imbottiture schienale e seduta (seduta aperta posteriormente)	Imbottiture schienale e seduta (seduta completamente chiusa)	Imbottitura seduta (completamente chiusa)
			
Dimensione del foro	Dimensione del foro		
per mis. 1	8 x 20 cm	per mis. 1	10 x 23 cm
per mis. 2	9 x 25 cm	per mis. 2	11 x 30 cm
per mis. 3	11 x 30 cm	per mis. 3	15 x 36 cm
421M305=00xxx	421M305=00xxx	421M305=00xxx	421C305=00xxx
<input type="checkbox"/> per mis. 1 -088 (Z154) € 222	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -087 (Z153) € 222	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -093 (Z187) € 222	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -036 (Z191) € 140
<input type="checkbox"/> per mis. 2 -090 (Z164) € 285	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -089 (Z163) € 285	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -094 (Z188) € 285	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -037 (Z192) € 140
<input type="checkbox"/> per mis. 3 -092 (Z174) € 365	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -091 (Z173) € 365	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -095 (Z189) € 265	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -038 (Z193) € 189

Accessori posturali

Poggiatesta – regolabile in altezza, angolo e profondità	Pelotte per il tronco – regolabili in altezza e larghezza	Cinghia a bretellaggio												
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>mis. 1</td> <td>mis. 2</td> </tr> <tr> <td>Altezza</td> <td>10 cm</td> <td>13 cm</td> </tr> <tr> <td>Profondità</td> <td>13 cm</td> <td>17 cm</td> </tr> <tr> <td>adatto a:</td> <td>mis. 1+2</td> <td>mis. 2+3</td> </tr> </table>		mis. 1	mis. 2	Altezza	10 cm	13 cm	Profondità	13 cm	17 cm	adatto a:	mis. 1+2	mis. 2+3	
	mis. 1	mis. 2												
Altezza	10 cm	13 cm												
Profondità	13 cm	17 cm												
adatto a:	mis. 1+2	mis. 2+3												
257 €	421K305=000xx	(al paio) 421K305=00xxx												
<input type="checkbox"/> 421L305=00031 (Z104)	<input type="checkbox"/> mis. 1 -94 (Z171) € 242	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -098 (Z116) € 134												
	<input type="checkbox"/> mis. 2 -95 (Z172) € 269	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -099 (Z126) € 150												
	<input type="checkbox"/> mis. 1 con pelotta frontale -96 (Z107) € 302	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -100 (Z136) € 182												
	<input type="checkbox"/> mis. 2 con pelotta frontale -97 (Z108) € 310													

Accessori posturali e deflettori

Guide per bacino e cosce regolabili in larghezza	Tavolino / supporto per gli arti superiori	Deflettore standard utilizzabile solo in combinazione- della seduta aperta e del cuneo	Deflettore con paraspruzzi utilizzabile solo in combinazione della seduta aperta
			
Altezza	Lunghezza		
piccole	7,5 cm	18 cm	
grandi	7,5 cm	28 cm	
421N305=00xxx	al paio	421S305=00xxx	421S305=00xxx
<input type="checkbox"/> per mis. 1-3 -008 (Z109) € 150	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -168 (Z145) € 242	<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 -160 (Z118) € 58	<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 -161 (Z119) € 66
<input type="checkbox"/> per mis. 2+3 -009 (Z149) € 169	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -169 (Z155) € 302	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -163 (Z128) € 73	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -164 (Z129) € 81
	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -170 (Z165) € 397		

Cuneo e secchio WC

Cuneo di abduzione		Secchio WC	
		421S305=00xxx	
<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 421J305=00003 (Z124)	€ 132	<input type="checkbox"/> per mis. 1 -159 (Z117)	€ 66
<input type="checkbox"/> per mis. 3 421S305=00167 (Z144)	€ 156	<input type="checkbox"/> per mis. 2 -162 (Z127)	€ 73
		<input type="checkbox"/> per mis. 3 -166 (Z137)	€ 90

Accessori per pedana

Cinghia polpacci		Cavigliere	
421P305=000xx		421B305=00xxx (al paio)	
<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 -75 (Z158)	€ 81	<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 -100 (Z156)	€ 96
<input type="checkbox"/> per mis. 3 -76 (Z159)	€ 87	<input type="checkbox"/> per mis. 3 -101 (Z157)	€ 101

Maniglie, routine maggiorate e base da viaggio

Maniglie – per base a ruote	Routine da 100mm – per base a ruote	Base per viaggi hts. – base per altezza max. WC = 47 cm, non per mis. 3, senza pedana, con borsa in abbinamento
		
al paio		
<input type="checkbox"/> 421D305=00049 (Z199)	<input type="checkbox"/> 421F305=00010 (57 00 031)	<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 421A305=00289 (Z139)
€ 140	€ 147	€ 633

Base telescopica

Base telescopica hts. – in acciaio inox, verniciato bianco, completo di pedana e routine da 100mm (con freni), regolabile in altezza. Con la base telescopica hts. offriamo una ulteriore base per la doccia e l'igiene, al fine di soddisfare meglio le necessità del paziente e dell'accompagnatore per quanto riguarda i trasferimenti e la cura della persona. Grazie ad un pedale presente su entrambi i lati, è possibile regolare l'altezza a piacimento. La seduta inoltre può essere inclinata in avanti o indietro.

	per mis. 1+2	per mis. 3
Larghezza	67 cm	71 cm
Lunghezza	84 cm	87 cm
Basculazione	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Altezza seduta	51 - 78 cm	51 - 78 cm
Lunghezza gambe	27 - 40 cm	40 - 53 cm
<input type="checkbox"/> per mis. 1+2 421A305=00130 (57 01 030)		€ 3.533
<input type="checkbox"/> per mis. 3 421A305=00131 (57 03 030)		€ 3.887

