

# Lo strumento definitivo per la mobilità

I dispositivi **Batec** sono una soluzione efficace per i tuoi problemi di mobilità:

- ✓ Passa da una **mobilità ridotta** a una **aumentata**; da aver bisogno di aiuto ad essere **indipendente** e **proattivo**.
- ✓ Passa al **2 in 1**, senza rinunciare alla tua carrozzina manuale.
- ✓ **Supera gli ostacoli e guida su qualunque terreno.**
- ✓ Aggancia il Batec **in pochi secondi** senza **bisogno di trasferimenti**.
- ✓ Disponibile anche nelle versioni specifiche per **tetraplegici** ed **emiplegici**.



## Affronta la VITA

[www.batec-mobility.com](http://www.batec-mobility.com)  
[www.ottobock.it](http://www.ottobock.it)

### BATEC MOBILITY S.L.

Illa de Buda, 2 - 08192 Sant Quirze del Vallès  
+34 93 544 2003 - [info@batec-mobility.com](mailto:info@batec-mobility.com)

### OTTO BOCK S.R.L.U.S.


via F. Turati, 5/7 - 40054 Budrio (BO)  
051 69 24 711 - [info.italia@ottobock.com](mailto:info.italia@ottobock.com)

# BATEC HIBRID 2

## Esercizio fisico per tutti



**BATEC**  
MOBILITY



# BATEC HIBRID 2

## Esercizio fisico per tutti

Il **BATEC HIBRID 2** mette insieme le tecnologie del BATEC **ELECTRIC** e del BATEC **MANUAL** in un unico prodotto diventando l'equivalente di una bicicletta a pedalata assistita. La potenza del suo motore ti darà la spinta di cui hai bisogno ogni volta che avrai bisogno di un po' di assistenza.



Display LCD all-in-one con ciclocomputer. Porta USB e clacson.



Nuova elettronica con 3 livelli di assistenza + modalità E. Sensore del freno di interruzione dell'alimentazione.



Un motore brushless da 250 giri/min ad alta potenza. Potenza nominale: 900W. Potenza di picco: 1050 W.



Autonomia: 27-40 km\* con batteria da 280 Wh. 50-75 km\* con batteria da 522 Wh.



Borsa porta oggetti.



Luce anteriore da 700 lumen. Doppio fanale posteriore a LED sul cavalletto.




PARA

Pedivelle in alluminio da 150 mm. Nuova leva dell'acceleratore.



PARA

Cambio a 9 pignoni.



PARA

Doppi freni meccanici Avid BB7 con disco rotore da 203 mm. Leva freno Saccon. Freno di stazionamento.



QUAD

Pedivelle in alluminio da 170/150 mm. Modalità E combinata con MAGIC LEVER.



QUAD

LEVA DEL CAMBIO BATEC. Shimano REVO a 8 marce.




QUAD

Doppio freno meccanico Avid BB7. MANOPOLE QUAD BATEC.

### HIBRID 2

COLORE




### HIBRID 2 TETRA


COLORE



#### INGOMBRI VERSIONE PARA



#### INGOMBRI VERSIONE TETRA



\*Autonomia calcolata alle seguenti condizioni: utente del peso di 75 kg, carrozzina superleggera, terreno pianeggiante, assenza di vento e velocità media di 15 km/h. Può variare +/- 20% a seconda della batteria. Versione: MM-017/1.0