

## H200 Wireless.

Afferra la vita.

Il sistema H200 Wireless stimola i nervi che controllano i muscoli della mano e dell'avambraccio. L'obiettivo è migliorare le funzioni delle mani e correggere le limitazioni degli arti superiori dovute a lesioni del sistema nervoso centrale. Il sistema H200 Wireless può essere azionato indipendentemente dal paziente.

### Caratteristiche e vantaggi

- Può essere applicata con una sola mano
  - Uso indipendente da parte del paziente
- Tablet per la selezione di modalità e regolazione dell'intensità del programma di stimolazione
  - Disponibili 7 modalità di cui 3 programmi funzionali per le attività quotidiane e 4 programmi di allenamento. È possibile salvare due schemi di movimento personalizzati
- Stimolazione elettrica funzionale della mano
  - Elettrodi facili da posizionare grazie a pannelli standard
- Allenamento regolare programmabile con modalità di allenamento
  - Contrasta la spasticità, ricostruisce la muscolatura
- Ortesi leggera, ergonomica
- Comoda unità di controllo che comunica in modalità wireless con l'ortesi
- Formazione mirata per specifici gruppi muscolari
- Contribuisce a migliorare il flusso sanguigno
- Può prevenire le atrofie

### Indicazioni

- Ictus
- Lesioni cerebrali (trauma cranico)
- Lesione incompleta/parziale del midollo spinale
- Disturbi neurologici



Distribuito in esclusiva per

 **bioness**<sup>®</sup>  
A Bioventus Rehab Company

