

Prezzo base: € 2.590 Prezzi in €, aggiornati il 01.01.2024, i.v.a. esclusa Nr.Reg. Ministero: 2554307/R CND Y122106	Ordine-Nr.: <hr/>
---	--------------------------

Avantgarde XXL2

Carrozzina attiva pieghevole
Codice Articolo 480F45=50000_K

Portata max 180 kg



<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore /indirizzo fatt.cod.cliente	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Comm.	Cliente Data Firma

Dotazione base

- Telaio pieghevole in alluminio, rinforzato a doppia crociera, dritto o curvo
- Schienale tensionabile e regolabile in altezza
- Spondine in alluminio
- Pedana estraibile unica o divisa, in alluminio
- Cerchioni rinforzati a tubolare
- Freno a leva

Misure sedile	
Larghezza sedile SB in cm	[] 46 [] 48 [] 50 [] 52 [] 54 [] 56 [] 58 [] 60 [] 62
Profondità sedile ST in cm	[] 40 [] 42 [] 44 [] 46 [] 48 [] 50 [] 52 [] 54 [] 56

Misure altezza sedile (vedere tabella a pagina 5)	
Altezza sedile anteriore in cm	[] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53
Altezza sedile posteriore in cm	[] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53

Tipo di telaio anteriore	
MA 01	[] standard dritto -
MA 02	[] Curvatura di 2 cm (adduzione) -

Accessori telaio	
MA 50	[] Ruotine di transito € 145
MA 51	[] Superamento gradini destro € 74
MA 52	[] Superamento gradini sinistro € 74
MA 55	[] Antiribaltamento destro con ruotina a scomparsa € 117
MA 56	[] Antiribaltamento sinistro con ruotina a scomparsa € 117
MA 57	[] Portabastone destro € 74
MA 58	[] Portabastone sinistro € 74

Ruotine anteriori piroettanti			
MF 04	[]	5,5" morbide (solo con asse ad innesto rapido)	-
MF 14	[]	7" piene larghe (35 mm) (solo con forcella lunga)	-
MF 09	[]	8" aria (solo con forcella lunga)	-
Misure forcelle			
MF 80	[]	Forcella lunga	-
MF 81	[]	Forcella corta	-
Misure ruote posteriori			
MG 02	[]	24"	-
MG 03	[]	26"	-
Posizioni orizzontali delle ruote posteriori			
[] A [] B [] C [] D [] E [] F			
Ruote posteriori (cerchi)			
MG 06	[]	Cerchi rinforzati a tubolare	-
MG 80	[]	Cerchi con freno a tamburo (solo da 24")	€ 357
Pneumatici			
MG 30	[]	Standard x 1 3/8" (solo su cerchi rinforzati MG 06)	-
MG 35	[]	PU x 1 3/8"	-
Corrimano			
MG 50	[]	Alluminio verniciato nero, alto	-
MG 52	[]	Alluminio color argento anodizzato, alto	-
MG 54	[]	Gommato, alto (solo 24")	€ 106
MG 56	[]	Acciaio inox lucido, alto	€ 59
MG 70	[]	Montaggio stretto	-
MG 71	[]	Montaggio largo	-
Accessori ruote posteriori			
MG 84	[]	Rivestimento corrimano in silicone per ruote da 24"	€ 117
MG 87	[]	Pompa ad alta pressione, 14 bar	€ 117
Freni			
MH 01	[]	Freno a leva standard	-
MH 02	[]	Freno a leva standard, corto	-
MH 06	[]	Freno per utente e accompagnatore	€ 344
Altezze schienale			
[] 25 [] 27,5 [] 30 [] 32,5 [] 35 [] 37,5 [] 40 [] 42,5 [] 45 [] 47,5 [] 50			
Opzioni schienale			
MD 01	[]	Schienale diritto [] 25 ÷ 35 cm [] 30 ÷ 40 cm [] 37,5 ÷ 47,5 cm	-
MD 10	[]	Schienale reclinabile da -9° a +9° a step di 6° [] 30 ÷ 40 cm [] 35 ÷ 45 cm [] 40 ÷ 50 cm	€ 292

Telo schienale			
MD 04	<input type="checkbox"/>	Standard (solo per altezze schienale predefinite)	-
MD 05	<input type="checkbox"/>	Tensionabile	-
Telo schienale con tasca a chiusura lampo			
MD 70	<input type="checkbox"/>	Si	€ 59
MD 71	<input type="checkbox"/>	No	-
Telo schienale con fibra a nido d'ape (solo nero)			
MD 72	<input type="checkbox"/>	Si	€ 59
MD 73	<input type="checkbox"/>	No	-
Manopole			
MD 50	<input type="checkbox"/>	Standard corte	-
MD 51	<input type="checkbox"/>	Standard lunghe	-
MD 52	<input type="checkbox"/>	Telescopiche lunghe (regolabili in altezza)	€ 204
MD 53	<input type="checkbox"/>	Telescopiche corte (regolabili in altezza)	€ 204
MD 55	<input type="checkbox"/>	Regolabili in altezza ed estraibili	€ 204
Accessori schienale			
MD 21	<input type="checkbox"/>	Imbottitura per manopole (non per il modello MD 55)	€ 74
MD 58	<input type="checkbox"/>	Barra stabilizzatrice per schienale (solo in abbinamento a manopole MD 51, 52 o 55)	€ 104
Spondine			
ME 01	<input type="checkbox"/>	Spondine dritte in alluminio	-
ME 02	<input type="checkbox"/>	Spondine proteggibili in alluminio	-
ME 05	<input type="checkbox"/>	Braccioli Desk, imbottiti, regolabili in altezza	€ 292
ME 06	<input type="checkbox"/>	Braccioli lunghi, imbottiti, regolabili in altezza	€ 292
ME 07	<input type="checkbox"/>	Braccioli asimmetrici	€ 292
Telo sedile			
MC 13	<input type="checkbox"/>	Rivestimento standard	-
MC 15	<input type="checkbox"/>	Rivestimento Business (diverse tasche portaoggetti)	€ 96
Lunghezza gamba in cm (senza cuscino sedile)			
Lunghezza gamba (UL) _____ (32 ÷ 49 cm)			
Lunghezza tubi pedana			
Attenzione! In caso non venga selezionata nessuna opzione, saranno scelti i tubi più lunghi compatibili con la UL			
MB 40	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana corti (UL 30 ÷ 40 cm)	-
MB 41	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana medi (UL 35 ÷ 45 cm)	-
MB 42	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana lunghi (UL 40 ÷ 50 cm)	-
MB 43	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana extra lunghi (UL 45 ÷ 55 cm)	-
MB 44	<input type="checkbox"/>	Tubi pedana ultra lunghi (UL > 51 cm)	-
Pedane			
MB 01	<input type="checkbox"/>	Unica, stretta, reg.le.in inclinazione (prof. 12,5 cm)	€ 96
MB 03	<input type="checkbox"/>	Unica, reg.le in inclinazione (prof. 16 cm)	-
MB 10	<input type="checkbox"/>	Divisa, reg.le in inclin., (prof. 16 cm)	€ 119
Accessori pedane			
MB 70	<input type="checkbox"/>	Bloccaggio di sicurezza pedana unica	€ 74
MB 72	<input type="checkbox"/>	Cinturini fermatallone per pedana divisa	€ 33
MB 73	<input type="checkbox"/>	Fermi laterali regolabili (solo pedane prof. 16 cm)	€ 46
Altri accessori			
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Cintura sicurezza con fibbia metallica	€ 128
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Set di attrezzi	€ 59

Copriraggi			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Trasparenti	€ 119
MG 100	<input type="checkbox"/>	Motivo Graphic	€ 204
MG 101	<input type="checkbox"/>	Motivo Miracle	€ 204
MG 102	<input type="checkbox"/>	Motivo Network	€ 204
MG 103	<input type="checkbox"/>	Motivo Robots	€ 204
MG 104	<input type="checkbox"/>	Motivo Spectrum	€ 204

Colori telaio			
001	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	002 <input type="checkbox"/> Antracite metallizzato
003	<input type="checkbox"/>	Nero lucido	004 <input type="checkbox"/> Ice blue
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	009 <input type="checkbox"/> Dormant vinho sparkle
010	<input type="checkbox"/>	Dormant marine blue	012 <input type="checkbox"/> Dormant sky blue
013	<input type="checkbox"/>	Nero opaco	021 <input type="checkbox"/> Sparkle granny smith
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	

Colori del rivestimento			
901	<input type="checkbox"/>	Nero	-
902	<input type="checkbox"/>	Blu	-

Portata massima	
<input checked="" type="checkbox"/>	180 kg

Informazioni

Tabella altezze sedile

Altezza sedile anteriore

Forcella corta, ruota anter.	Regolazione
Diametro ruota pir. anteriore 5,5"	46 - 47
Diametro ruota pir. anteriore 7" aria	non possibile
Diametro ruota pir. anteriore 8" aria	non possibile


Forcella lunga, ruota anter.

Diametro ruota pir. anteriore 5,5"	46 - 50
Diametro ruota pir. anteriore 7" aria	48 - 52
Diametro ruota pir. anteriore 8" aria	51 - 53

I valori indicati sono teorici e sono stati arrotondati. Lo scarto max è di 1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruote, dalla forcella per ruote anteriori e dalla posizione di montaggio. Si prega di consultare la tabella altezze sedile !


Misure in cm. da intendersi senza cuscino sedile e con inclinazione di seduta di 0°

Posizione orizzontale del supporto ruota posteriore: vedi disegno. L'altezza posteriore (hSH) dipende dal diametro della ruota posteriore e dalla posizione di montaggio. Vedi la tabella della altezze sedile



Altezza sedile posteriore

Pos. montaggio	Altezz. sed. poster.	
	24"	26"
1	41	42
2	43	44
3	45	47
4	48	49
5	50	51
6	52	53



Combinazioni ruote poster.	24"	26"
Cerchioni a tubolare	X	X
Pneumatici bianchi 1 3/8"	X	
Pneumatici PU1 3/8"	X	X
Corrimano alluminio nero alto	X	X
Corrimano alluminio argento alto	X	
Corrimano alluminio argento basso	X	
Corrimano gommato alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido basso	X	
Corrimano titanio lucido alto	X	
Corrimano Top Grip alto	X	



MA 01 Telaio anteriore std



MF 80 Forcella ruota anter.lunga



MD 10 Schienale reclinabile



MB 10 Pedana divisa



MA 02 Telaio anteriore curvo



MG 02 Ruote da 24"



MD 58 Barra stabilizzatrice



ME 06 Braccioli regolabili in altezza

Note:

Il corrimano Top Grip-può essere montato solo in posizione „larga" distanziata.

Le ruote piroettanti da 5,5" si usano solo con l'asse ad innesto rapido.

Con una profondità sedile ST40 e ruote posteriori da 24"/26", le ruote piroettanti da 7" sono compatibili solo quando le ruote posteriori vengono montate nella posizione A o B, mentre con una profondità sedile ST42, le ruote posteriori da 24"/26" devono essere montate nelle posizioni A, B, C e D affinché le ruote piroettanti da 7" siano compatibili.

Le ruote piroettanti da 8" non possono essere abbinate sulle ruote posteriori da 24"/26", se la profondità sedile è di ST40/ST42. Se la profondità sedile è di ST44 e viene abbinata a ruote poster. da 24"/26", la posizione di montaggio delle ruote posteriori può essere A o B.

Copriraggi



MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum

Note:

Non è possibile applicare il dispositivo antiribaltamento se sono già state installate le ruotine di transito e viceversa.
Il freno a tamburo per accompagnatore non si può abbinare alle manopole corte ed al freno a leva per utente e accompagnatore.

Il rivestimento in silicone per corrimano non si può applicare sui corrimano gommati.

Al telo schienale regolabile si può abbinare l'opzione della tasca a chiusura lampo oppure quella del tessuto a nido d'ape, non entrambe le opzioni contemporaneamente. Le spondine proteggibiti in alluminio si possono montare sulla carrozzina a partire da un'altezza sedile posteriore di 43 cm, quando si utilizzano le ruote da 24", mentre con le ruote da 26" le spondine proteggibiti di questo modello si applicano a partire da un'altezza sedile posteriore di 47 cm.

Per i poggiatesta, le pelotte, i sistemi di seduta fissi e gli schienali compatti, così come per gli altri accessori, potete trovare le informazioni necessarie sul nostro catalogo degli accessori per carrozzina. La misura della lunghezza gamba massima dipende dall'altezza del sedile e dall'inclinazione del telaio anteriore. La distanza minima da terra (differenza tra altezza sedile anteriore e lunghezza gamba) è di 4 cm.

I copriraggi trasparenti si possono applicare solo sulle ruote con cerchi rinforzati a tubolare, oppure sulle ruote posteriori dotate di freno a tamburo.

Con le ruote posteriori da 26" si devono scegliere i copriraggi da 24".

Per la nostra offerta di cuscini sedile, si prega di consultare il foglio d'ordine separato.