

*Otto Bock*<sup>®</sup>

QUALITY FOR LIFE



## Centro S1

Informazioni sul prodotto



## **Una carrozzina standard robusta ad un prezzo conveniente**

Centro S1 è un modello di carrozzina standard particolarmente robusto perchè è un prodotto che risponde pienamente ai requisiti di qualità molto stringenti previsti dalla Otto Bock e si propone al mercato ad un prezzo decisamente conveniente in 10 distinte versioni.

# Centro S1

Il nuovo standard Otto Bock



Sopra: Antiribaltamento disponibile come optional

Al centro: Versione da transito con ruote posteriori da 12"

In basso: Braccioli Desk ribaltabili

## Semplice e funzionale

Centro S1 è una carrozzina standard semplice e pratica da utilizzare.

Si distingue per la particolare robustezza del telaio che ne garantisce una notevole durata nel tempo, rendendola così estremamente conveniente.

In termini di funzionalità, le caratteristiche principali sono: le ruote piene, il freno a leva, la crociera stabile e robusta che consente di richiudere Centro S1 rapidamente e agevolmente.

E' disponibile sia con le ruote da 24" nella versione da autospinta sia con le ruote da 12" nella versione da transito.

Il rivestimento del sedile e dello schienale in nylon si pulisce e si disinfetta rapidamente e con estrema facilità.

### Caratteristiche del prodotto

- Telaio in acciaio, pieghevole
- Crociera stabile e robusta
- Pedane estraibili, orientabili verso l'interno oppure verso l'esterno
- Spondine ribaltabili
- 10 versioni distinte (autospinta e transito in 5 misure ognuna)
- Ruotine anteriori da 8" in gomma piena
- Freno a leva standard
- Cinturino polpaccio nero

Sinistra: Pedane elevabili, disponibili come optional

Destra: Freno a leva nella dotazione base

### Dati tecnici

<b>Larghezza sedile</b>	14" = 35,5 cm, 16" = 40,5 cm, 17" = 43 cm, 18" = 45,5 cm, 20" = 50,5 cm
<b>Profondità sedile</b>	40 cm (+/- 1 cm)
<b>Altezza sedile</b>	50 cm (+/- 2 cm)
<b>Altezza schienale</b>	43 cm
<b>Portata max</b>	100 kg
<b>Misura ruotine anter.</b>	200 x 50 mm, gomma piena
<b>Ruote posteriori</b>	24" oppure 12" x 1 3/8" in gomma piena
<b>Rivestimento</b>	Nylon, colore nero, lavabile
<b>Superamento gradini</b>	Integrato nel telaio
<b>Colore del telaio</b>	Argento metallizzato
<b>Accessori opzionali</b>	Antiribaltamento, cintura bacino, pedane elevabili, braccioli lunghi imbottiti



Siamo a vostra completa disposizione  
per ulteriori domande e informazioni

**Otto Bock®**

**QUALITY FOR LIFE**

**Otto Bock Italia srl us**

Via Filippo Turati, 5-7 · 40054 Budrio (BO) · Tel +39 051 6924711 · Fax +39 051 6924720 · info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it