

Kimba Cross

Base per uso esterno con 3 ruote

Art. no. HR3401=0000_K



Il Kimba Cross è la base sportiva per eccellenza, chiudibile, poco ingombrante e facilmente smontabile. Dotato di due ruote posteriori e una sola ruota anteriore con pneumatici da fuoristrada.

Grazie alle ruote larghe è possibile percorrere lunghe distanze anche su terreni scoscesi (p. es. nei boschi). Combinabile con vari sistemi di seduta (gusci posturali, sistemi di seduta modulari, unità di postura Kimba Neo e Mygo e seggiolino per auto Lars).



Cosa lo rende speciale:

- Condividere attività con i genitori (passeggiate, jogging, escursionismo)
- estremamente stabile e sicuro grazie al basso centro gravitazionale
- Da passeggino a carrello grazie ad un adattatore speciale



Come e dove utilizzarlo:

- Outdoor, in campagna e su lunghe distanze
- Come carrello per trasporto bici

Versione standard

- Telaio telescopico per il montaggio delle unità posturali multifunzionali Kimba mis. 1/2
- Maniglione di spinta regolabile in altezza
- Ruota anteriore fissa con pneumatico ad aria da 16"
- Ruote posteriori con pneumatici ad aria da 18"
- Freni a tamburo con opzione di stazionamento
- Ammortizzatori sulle ruote posteriori

Opzioni/possibili aggiunte

- Ruota piroettante da 12" con asse ad innesto rapido
- Spondine proteggibili, ampliamento spondine proteggibili
- Anti ribaltamento
- "Tecno Buggyboard" (pedana aggiuntiva posteriore per il trasporto altro bambino)
- Bauletto portaoggetti
- Adattatore per bicicletta



● Kimba Cross con unità posturale Kimba Neo

Dati tecnici	
Portata max.	50 kg
Larghezza	66 cm
Lunghezza	140-170 cm
Altezza	75-120 cm
Diametro ruota ant/post	40 or 30/45 cm
Ingombro passeggino chiuso	86/94x60x32/36 cm
Altezza maniglione di spinta	76-114 cm
Inclinazione seduta	-5° a +30°
Peso	15.8 kg