

Prezzo base: € 1.870 Prezzi in €, aggiornati il 01.01.2024 N° reg. Ministero: 2557430/R CND Y122106	Ordine n°: -----
---	-------------------------

Avantgarde 4 DF versione V

Carrozzina superleggera

Article number: 480F160=0_AA07_C



☐ Preventivo costi	☐ Ordine
Timbro Rivenditore con indirizzo di fatturazione	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Data	Firma Rivenditore
.....	
Inviandoci un ordine, Lei accetta di rispettare le istruzioni d'uso del/dei prodotto/i Ottobock per quanto riguarda il montaggio sui prodotti Ottobock di accessori e di prodotti di altri produttori. Conferma inoltre di aver letto, capito e accettato i nostri termini di resa e condizioni di vendita. In aggiunta, all'invio dell'ordine accetta di effettuare la Sua valutazione di conformità o la Sua approvazione in accordo con la legislazione vigente nel caso in cui effettui delle modifiche o installi componenti che non sono previsti nelle specifiche delle istruzioni Ottobock. Le carrozzine con paccetto CLT non possono essere restituite o sostituite.	

Dotazione standard

- Telaio pieghevole in alluminio con doppia crociera
- Possibilità di montaggio delle forcelle anteriori in 3 posizioni differenti
- Scelta della piegatura del telaio anteriore
- 2 pedane in alluminio estraibili con poggia-piedi
- Regolazione della flessione-estensione delle pedane tipo versione 3 CV
- Schienale con telo tensionabile e tasca posteriore
- Freni a leva 4.0
- Cinturino ferma-polpacci

Pieghevole, portata max. 140 kg
 Conforme al crash-test DIN ISO 7176-19
 (solo con doppia crociera e telaio regolabile)

Telaio anteriore, dritto o addotto			
MA 14	☐	diritto (0 cm) (dotazione base)	-
MA 15	☐	piega (adduzione) 2 cm	-
Supporto ruote posteriori			
MA 113	☐	regolabile (dotazione base)	-
MA 114	☐	fisso, saldato (solo in abbinamento a schienale saldato MD12, non conforme alla DIN ISO 7176-19)	€ 245

I codici contenuti in questo modulo d'ordine non possono essere utilizzati per ordinare pezzi di ricambio.

Crociera			
MA 100	☐	CLT, singola (portata massima 100 kg, fino a larghezza seduta 42 cm) Nel caso di utilizzo con dispositivo Batec è necessaria per profondità < ST 44 cm	€ 117
MA 101	☐	doppia (conforme all'utilizzo in veicoli conformi alla DIN ISO 7176-19)	-

Larghezza seduta SB in cm										
☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52

Profondità di seduta ST in cm									
☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54

Altezza seduta anteriore vSH in cm									
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50
☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54						

Accessori telaio				
MA 50	☐	Ruote di transito (non in combinazione con antibaltamento MA55 e 56)	+ 800 g	€ 145
MA 51	☐	Superamento gradini dx	+ 243 g	€ 74
MA 52	☐	Superamento gradini sx	+ 243 g	€ 74
MA 55	☐	Antiribaltamento dx (non in combinazione con ruotine di transito MA50)	+ 634 g	€ 116
MA 56	☐	Antiribaltamento sx (non in combinazione con ruotine di transito MA50)	+ 634 g	€ 116
MA 57	☐	Portabastone dx	+ 303 g	€ 74
MA 58	☐	Portabastone sx	+ 303 g	€ 74

Tipo di forcella	Foro sulla forcella	Distanziale	Altezza seduta anteriore			
			4"	5"	5,5"	6"
Forcella corta	1		41	-	-	-
		sì	44	-	-	-
Forcella standard	1		42	43	-	-
		sì	-	-	-	-
	2		43	44	45	45/46
		sì	-	-	48	
	3		45	45/46	46	47
		sì	48	-	-	50
Forcella lunga	1		46	47	47	48
		sì	-	50	51	-
	2		47	48	49	49
		sì	50	51	52	52/53
	3		49	49	50	51
		sì	-	52	53	54

Ruote anteriori			
MF 30	☐	4" nere gomma piena (range altezza ant. 41 ÷ 50 cm)	-
MF 35	☐	4" nere Soft, cerchio in alluminio (range altezza ant. 41 ÷ 50 cm)	€ 142
MF 31	☐	5" nere gomma piena (range altezza ant. 44 ÷ 52 cm)	-
MF 36	☐	5" nere Soft, cerchio in alluminio (range altezza ant. 43 ÷ 52 cm)	€ 142
MF 04	☐	5,5" grigie soft (range altezza ant. 45 ÷ 53 cm)	-
MF 05	☐	6" grigie pneumatiche (range altezza ant. 45 ÷ 54 cm)	-
MF 32	☐	6" nere gomma piena (range altezza ant. 45 ÷ 54 cm)	-
MF 37	☐	6" nere Soft, cerchio in alluminio (range altezza ant. 45 ÷ 54 cm)	€ 142


Altezza seduta posteriore hSH in centimetri										
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	
☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51					

Misura ruote posteriori	
MG 01	☐ 22" (range altezza 36 - 47 cm)
MG 02	☐ 24" (range altezza 38 - 49 cm)
MG 00	☐ 25" (range altezza 40 - 51 cm)


Campanatura ruote posteriori	
☐ 0°	☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

Posizione orizzontale ruote posteriori	
☐ A (più stabile)	☐ B (dotazione base) ☐ C ☐ D (più attivo)

Assetto con telaio saldato CLT MA111



Assetto con supporto ruota regolabile



Cerchi ruote posteriori			22"	24"	25"	
MG 06	☐	Cerchi Hollow Rim, raggi incrociati (dotazione base)	•	•	•	–
MG 15	☐	Cerchi Infinity Ultralight (non con gomme piene MG 34) - 720 g	•	•	•	€ 103
MG 150	☐	Set colour (Infinity Ultralight e forcelle colorati)				
		[] Sparkle light orange [] Marine blue - 720 g		•		€ 173
		[] Sparkle granny smith [] Candy red				
MG 10	☐	Cerchi Spinergy SPOX - 360 g		•		€ 708
MG 11	☐	Cerchi Spinergy LX - 400 g		•		€ 848
MG 12	☐	Cerchi Spinergy LXL Blade, raggi neri - 660 g		•		€ 934
MG 12	☐	Cerchi Spinergy LXL Blade, raggi bianchi - 660 g		•		€ 934
MG 80	☐	Cerchi con freni a tamburo, per accompagnatore* + 1540 g	•	•		€ 356
MG 83	☐	Monoguida con doppio corrimano sinistra + 3022 g		•		€ 589
MG 83	☐	Monoguida con doppio corrimano destra + 3022 g		•		€ 589

* solo in combinazione con campanatura 0°

Pneumatici			22"	24"	25"	
MG 30	☐	Pneumatico bianco 1 3/8"		•		–
MG 31	☐	Schwalbe RightRun, profilo liscio, 1" (dotazione base) - 542 g	•	•	•	–
MG 341	☐	PU 1" neri (non con cerchi Infinity MG15 e MG150) - 198 g		•		€ 57
MG 37	☐	Schwalbe Marathon Plus Evo, 1", antiforatura - 168 g	•	•	•	€ 87
MG 200	☐	Schwalbe One 1"		•		€ 98
MG 371	☐	Schwalbe MarathonPlus Evo.1.1"		•		€ 87

Corrimani			22"	24"	25"	
MG 50	☐	Alluminio verniciato a polvere nero	•	•	•	–
MG 52	☐	Alluminio anodizzato argento - 40 g	•	•	•	€ 22
MG 54	☐	Alluminio, gommato + 500 g	•	•	•	€ 106
MG 56	☐	Acciaio inox lucidato + 620 g	•	•	•	€ 59
MG 63	☐	Curve L (anodizzato nero) + 200 g		•	•	€ 290
MG 64	☐	Curve L Grip (gommato nero) + 840 g		•	•	€ 330
MG 65	☐	CarboLife GEKKO, ergonomico +580 g		•	•	€ 360

Montaggio corrimani						
MG 70	☐	Stretto (15 mm - dotazione base)				–
MG 71	☐	Largo (25 mm)				–

Perni ruota ad innesto rapido (quick release)						
MG 27	☐	Perni a innesto rapido standard (dotazione base)				–
MG 28	☐	Perni a innesto rapido con sblocco Tetra + 158 g				€ 142

Accessori ruote posteriori						
MG 87	☐	Pompa alta pressione, 14 bar				€ 116

Shock absorber (ammortizzatori, solo con campanatura 0°)						
MG 97	☐	Durezza "soft" (fino a 60 kg)				€ 361
MG 98	☐	Durezza "medium" (61 kg – 100 kg)				€ 361
MG 99	☐	Durezza "hard" (101 kg – 140 kg)				€ 361

Freni			
MH 01	☐	Freno a leva 4.0, leva corta (dotazione base)	-
MH 30	☐	Freno a leva standard 4.0, leva lunga	-
MH 05	☐	Freno a forbice OutFront (disp.da settembre 2022) non con pneumatico PU 1" MG34)	- 32 g € 159
MH 06	☐	Freno a leva per utente ed accompagnatore	+ 470 g € 344
MH 08	☐	Freno monolaterale a leva, destra	+ 180 g € 345
MH 09	☐	Freno monolaterale a leva, sinistra	+ 180 g € 345
MG 80	☐	Freni a tamburo per accompagnatore	+ 1.540 g € 356

Accessori freni			
MH 10	☐	Prolungamento freno a leva	€ 43
MH 21	☐	Prolunga leva freni estraibile	€ 70

Altezza schienale in cm			
☐ 25	☐ 27,5	☐ 30	☐ 32,5 ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50

Schienali e range di regolazione			
MD 01	☐	Schienale dritto (con manopole corte MD50, lunghe MD51 o pieghevoli MD56): ☐ RH 30-37,5 cm ☐ RH 37,5-45 cm ☐ RH 47,5 - 50 cm	-
MD 01	☐	Schienale dritto (con manopole telescopiche MD52, regolabili MD55 o senza MD59): ☐ RH 25 - 32,5 cm ☐ RH 32,5 - 40 cm ☐ RH 42,5 - 50 cm	-
MD 09	☐	Schienale con piega lombare (con manopole corte MD50 o pieghevoli MD56): ☐ RH 40 - 45 cm ☐ RH 45 - 50 cm	-
MD 09	☐	Schienale con piega lombare (con manopole lunghe MD51, telescopiche MD52, regolabili MD55 o senza MD59): ☐ RH 35 - 40 cm ☐ RH 40 - 45 cm ☐ RH 45 - 50 cm	-
MD 10	☐	Schienale regolabile in inclinazione a step di 6° tramite cremagliera con bullone (-15 to +9°) ☐ RH 30 - 40 cm ☐ RH 35 - 45 cm ☐ RH 40 - 50 cm	+ 426 g € 218
MD 12	☐	Schienale fisso, saldato, con inclinazione rispetto alla seduta di: ☐ 0° ☐ -5° ☐ -10° ☐ -15° obbligatorio e solo abbinabile con telaio saldato CLT MA114	€ 422

Telo schienale			
MD 05	☐	Tensionabile ad alta frequenza con tasca posteriore (per altezza schienale RH 47,5 e 50 cm, disponibile solo da larghezza SB 42 a 50 cm)	-
MD 03	☐	Tensionabile cucito	€ 59
MD 18	☐	Ultra light	€ 74
MD 06	☐	Senza	-

Manopole			
MD 50	☐	Standard fisse, corte (da altezza RH 30 cm con schienale dritto e RH 40 cm con schienale con piega lombare) (dotazione base)	-
MD 51	☐	Standard fisse, lunghe (da altezza RH 30 cm con schienale dritto e RH 40 cm con schienale con piega lombare)	-
MD 52	☐	Telescopiche, lunghe	+ 128 g € 202
MD 55	☐	Regolabili in altezza ed estraibili	€ 202
MD 56	☐	Pieghevoli (portata massima 125 kg)	€ 118
MD 59	☐	Senza manopole	-

Accessori schienale			
MD 58	☐	Barra stabilizzatrice	€ 206

Spondine proteggibili			
ME 02	☐	Spondine proteggibili in alluminio, fisse	€ 38
ME 04	☐	Spondine proteggibili in carbonio, fisse - 312 g	€ 314
ME 06	☐	Braccioli lunghi regolabili in altezza, estraibili, ribaltabili, con spondine proteggibili in alluminio + 350 g	€ 232

Accessori per spondine			
ME 50	☐	Braccioli tubolari, lunghi	€ 232
ME 50	☐	Braccioli tubolari, extra lunghi (35 cm) extra alti (+ 4 cm) (solo per altezza seduta posteriore > 43 cm)	€ 232
ME 60	☐	Tavolino	€ 190
ME 66	☐	Tavolino Emi ☐ sinistro ☐ destro	€ 166
ME 61	☐	Unità girevole per bracciolo posturale, destra	€ 245
ME 62	☐	Unità girevole per bracciolo posturale, sinistra	€ 245

Telo seduta			
MC 15	☐	Telo seduta con tasche (a partire da largh. 40cm)	€ 45
MC 16	☐	Telo seduta regolabile in 2 parti (dotazione base)	-
MC 18	☐	Telo seduta Ultra light	€ 74

Cuscini e sistemi di postura per il bacino			
MC 23	☐	Cloud (spessore 10 cm)	€ 629


Cuscini Terra e Terra Aquos (476C00=*)							
Misure		Terra	Codice		Terra Aquos	Codice	Prezzo
35,5 x 35,5	☐	Terra	476C00=SK631	☐	Terra Aquos	476C00=SK681	Terra: € 235 Terra Aquos: Prezzi disponibili nel listino accessori
35,5 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK608	☐	Terra Aquos	476C00=SK658	
38 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK606	☐	Terra Aquos	476C00=SK656	
40,5 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK601	☐	Terra Aquos	476C00=SK651	
40,5 x 43	☐	Terra	476C00=SK640	☐	Terra Aquos	476C00=SK690	
40,5 x 45,5	☐	Terra	476C00=SK604	☐	Terra Aquos	476C00=SK654	
40,5 x 50,5	☐	Terra	476C00=SK632	☐	Terra Aquos	476C00=SK682	
43 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK633	☐	Terra Aquos	476C00=SK683	
43 x 43	☐	Terra	476C00=SK638	☐	Terra Aquos	476C00=SK688	
43 x 45,5	☐	Terra	476C00=SK607	☐	Terra Aquos	476C00=SK657	
43 x 50,5	☐	Terra	476C00=SK634	☐	Terra Aquos	476C00=SK684	
45,5 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK603	☐	Terra Aquos	476C00=SK653	
45,5 x 43	☐	Terra	476C00=SK639	☐	Terra Aquos	476C00=SK689	
45,5 x 45,5	☐	Terra	476C00=SK602	☐	Terra Aquos	476C00=SK652	
45,5 x 50,5	☐	Terra	476C00=SK635	☐	Terra Aquos	476C00=SK685	
50,5 x 40,5	☐	Terra	476C00=SK636	☐	Terra Aquos	476C00=SK686	
50,5 x 45,5	☐	Terra	476C00=SK605	☐	Terra Aquos	476C00=SK655	
50,5 x 50,5	☐	Terra	476C00=SK637	☐	Terra Aquos	476C00=SK687	

Unità di postura Terra Flair e Terra Flair Plus (versione con tasche e inserti)							
Misure	Terra Flair		Codice	Terra Flair Plus		Codice	Prezzo
38 x 40,5	☐	Terra Flair	476C00=SK876	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK820	€ 649
40,5 x 40,5	☐	Terra Flair	476C00=SK871	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK821	
40,5 x 43	☐	Terra Flair	476C00=SK879	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK822	
40,5 x 45,5	☐	Terra Flair	476C00=SK874	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK823	
40,5 x 50,5	☐	Terra Flair	476C00=SK882	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK824	
43 x 40,5	☐	Terra Flair	476C00=SK883	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK825	
43 x 43	☐	Terra Flair	476C00=SK888	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK826	
43 x 45,5	☐	Terra Flair	476C00=SK877	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK827	
43 x 50,5	☐	Terra Flair	476C00=SK884	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK828	
45,5 x 40,5	☐	Terra Flair	476C00=SK873	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK829	
45,5 x 43	☐	Terra Flair	476C00=SK889	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK830	
45,5 x 45,5	☐	Terra Flair	476C00=SK872	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK831	
45,5 x 50,5	☐	Terra Flair	476C00=SK885	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK832	
50,5 x 40,5	☐	Terra Flair	476C00=SK886	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK833	
50,5 x 45,5	☐	Terra Flair	476C00=SK875	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK834	
50,5 x 50,5	☐	Terra Flair	476C00=SK887	☐	Terra Flair Plus	476C00=SK835	

Pedane			
MB 000	☐	Pedana unica, 14 cm (solo con piatto in alluminio MB160) (da UL 30 cm)	-
MB 010	☐	Pedane separate, 16 cm (da UL 30 cm) (dotazione base)	-
MB 25	☐	Pedane elevabili, piatto pedana in plastica, al paio	€ 288
MB 26	☐	Pedana elevabile, piatto pedana in plastica, destra	€ 159
MB 27	☐	Pedana elevabile, piatto pedana in plastica, sinistra	€ 159
MB 150	☐	Pedana unica per lunghezza gambe UL ridotta (16 - 29 cm)	€ 86

Lunghezza gamba minima in cm (senza cuscino)

Lunghezza gamba minima (UL) in cm (range di regolazione 16 cm – 55 cm)



Piatto pedana per pedane separate MB010			
MB 160	☐	Piatto pedana in alluminio	-
MB 170	☐	Piatto pedana in plastica (a partire da larghezza seduta SB 38 cm) (dotazione base)	-

Blocco per pedana unica MB000			
MB 70	☐	Blocco per pedana unica MB000	€ 74

Altri accessori			
MZ 51	☐	Cinghia pelvica con fibbia in metallo	€ 127
MZ 59	☐	Tasca per cellulare	€ 32

Copriraggi			
MG 90	☐	Copriraggi, trasparenti	€ 118
MG 100	☐	Copriraggi colorati, motivo Graphic	€ 202
MG 101	☐	Copriraggi colorati, motivo Miracle	€ 202
MG 102	☐	Copriraggi colorati, motivo Network	€ 202
MG 103	☐	Copriraggi colorati, motivo Robots	€ 202
MG 104	☐	Copriraggi colorati, motivo Spectrum	€ 202

Colore telaio			
001	☐	Brilliant silver	-
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Nero RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
010	☐	Marine blue	-
012	☐	Sky blue	-
014	☐	Candy red	-
021	☐	Sparkle granny-smith	-
023	☐	Bianco RAL 9016	-
027	☐	Shimano matte	-
048	☐	Nero RAL 9005M opaco	-

Accessori speciali			
MZ 52	☐	Kit attrezzi	€ 59
MZ 58	☐	Borsa per ruote posteriori	€ 103
MZ 65	☐	Kit luce anteriore	€ 32
MZ 89	☐	Protezioni perni ad estrazione rapida	€ 9
MZ 93	☐	Zaino Ottobock	€ 59

Dispositivo elettrico di trazione			
	☐	Batec	(necessario compilare scheda d'ordine)


Informazioni

Altezza seduta anteriore in cm	4"	5"	5.5"	6"
41	X			
42	X			
43	X	X		
44	X	X		
45	X	X	X	X
46	X	X	X	X
47	X	X	X	X
48	X	X	X	X
49	X	X	X	X
50	X	X	X	X
51		X	X	X
52		X	X	X
53			X	X
54				X

I valori indicati sono arrotondati al cm e sono stati determinati teoricamente, con seduta piana, senza cuscino.
Sono possibili tolleranze di 1 cm.

Misure della carrozzina*

- 1 Altezza seduta anteriore (vSH)
= misurata anteriormente dal telo a terra
- 2 Lunghezza gambe (UL)
= dal telo alla sommità della pedana
(senza cuscino)
- 3 Altezza seduta posteriore (hSH)
= misurata posteriormente dal telo a terra
- 4 Altezza schienale (RH)
= dal telo seduta alla sommità del telo schienale
- 5 Profondità seduta (ST)
= dal tubo schienale alla fine del telo seduta
- 6 Larghezza seduta (SB)
= da esterno tubo a esterno tubo della seduta



Altezza seduta posteriore con piastra di arretramento baricentro

Posizione dell'asse	Misura ruote posteriori		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Altezza seduta posteriore con shock absorber system

Posizione dell'asse	Misura ruote posteriori		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Altezza seduta posteriore versione saldata CLT

Combinazioni per il montaggio	Misura ruote posteriori		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Immagini



MA 55/56 Antiribaltamento



MA 51/52 Aiuto sali cordoli



MA 57/58 Portabastone



MA 114 Mozzo ruote posteriori
fisso, saldato



MF 35/36/37 4/5/6" soft
caster



MG 100 Graphic



MG 104 Spectrum



MG 10 Spinergy SPOX



MG 06 Hollow rim



MG 15 Infinity Ultralight



MG 11 Spinergy LX



MG83 Monoguida



MG 63 Corrim. Curve L



MG 63 Corrimano Curve
L Grip



MG 65 Corrimano Gekko



MA 114 Mozzo ruote posteriori
fisso, saldato



MC 15 Telo seduta con
tasche



MD 56 Manopole pieghe-
voli



MD 55 Manopole regolabili in
altezza e removibili



MH 10 Prolunga leva freno