

## Invader Everyday

Codice prodotto: 480S26=10000\_K



### Dotazione base

- carrozzina a telaio rigido, completamente su misura
- telaio in lega di alluminio ad alta resistenza
- imbottitura rivestimenti seduta regolabile
- schienale imbottito e regolabile
- pedana in alluminio regolabile
- spondine proteggi abiti in alluminio, avvitate o saldate

<p><b>Prezzo base: € 5.995</b></p> <p>Tutti i prezzi espressi in Euro, aggiornati il 01.01.2024</p> <p>Num. Reg. Ministeriale 2555261/R</p> <p>CND Y122106</p>	<p>Order no.:</p> <p>-----</p>
--	--------------------------------

<input type="checkbox"/> <b>Preventivo</b>		<input type="checkbox"/> <b>Ordine</b>	
Timbro Rivenditore con indirizzo fatturazione			
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)			
Data		Firma Rivenditore	
..... .....		..... .....	

Modello			
CA 91	<input type="checkbox"/>	Invader Everyday portata massima 120 kg	-
CA 92	<input type="checkbox"/>	Invader Everyday Heavy Duty portata massima 160 kg	€ 832


Montaggio di prova*			
CP 14	<input type="checkbox"/>	Si (dotazione base)	-
	<input type="checkbox"/>	No	-

\*La carrozzina con telaio non finito e con saldature parziali verrà inviata a destinazione per poter essere provata e in tal modo poter verificare ed eventualmente modificare alcune misure, senza sovrapprezzo. Le eventuali modifiche richieste saranno analizzate e verrà fornito un responso sulla fattibilità.

Informazioni

Misure per la carrozzina<sup>1</sup>

- 1 Larghezza seduta (SW)  
= dall'estremità esterna del telaio destra all'estremità sinistra
- 2 Profondità seduta (SD)  
= lunghezza del telo seduta fino al tubo schienale
- 3 Altezza schienale (BH)  
= dal telo seduta all'estremità dell'imbottitura dello schienale
- 4 Angolo dello schienale (BA)  
= angolo tra il pavimento e i tubi dello schienale; se non specificato: 90°
- 5 Altezza seduta posteriore (PSH)  
= dal pavimento al telo seduta, posteriormente
- 6 Altezza seduta anteriore (ASH)  
= dal pavimento al telo seduta, anteriormente
- 7 Estensione del telaio anteriore (FFE)  
= dall'estremità del telo seduta al punto più alto del telaio anteriore; se non specificato 3 cm
- 8 Lunghezza gambe (LL)  
= distanza dalla seduta alla pedana (senza il cuscino)
- 9 Distanza ruotine (CD)  
= distanza tra i centri degli assi delle ruotine
- 10 Distanza orizzontale tra i tubi del telaio anteriore (LLC)
- 11 Posizione dell'asse (APO)  
= dal centro dell'asse delle ruote posteriori all'estremità posteriore del tubo schienale
- 12 Lunghezza del telaio (FL)  
= dall'estremità posteriore del tubo schienale all'estremità anteriore dei tubi del telaio
- 13 Lunghezza della porzione piana della seduta anatomica (LSS)
- 14 Altezza seduta anatomica (CSH)  
= altezza seduta anatomica misurata posteriormente
- 15 Posizione delle ruotine anteriori (CHP)  
= distanza dal centro asse forcella al centro asse ruota posteriore
- 16 Altezza posteriore della pedana da terra (RTF)
- 17 Altezza anteriore della pedana da terra (FTF)



<sup>1</sup> Ottobock garantisce di utilizzare in maniera confidenziale le informazioni solo per uso interno. Considerare una tolleranza su tutte le misure di 5 mm nella produzione.

Misure	
<b>1 Larghezza seduta (SW) in cm</b>	..... cm
<b>2 Profondità seduta (SD) in cm</b>	..... cm
<b>3 Altezza schienale (BH) in cm</b>	..... cm
<b>4 Angolo dello schienale<sup>2</sup> (BA) in gradi</b>	..... ° (con un angolo schienale negativo lo schienale risulta piegato in avanti; con un angolo schienale positivo lo schienale risulta reclinato indietro)
<b>5 Altezza seduta posteriore (PSH) in cm</b>	..... cm
<b>6 Altezza seduta anteriore (ASH) in cm</b>	..... cm
<b>7 Estensione del telaio anteriore<sup>2</sup> (FFE) in cm</b>	..... cm
<b>8 Lunghezza gambe ridotta (LL)</b>	..... cm (range di regolazione disponibile 25–50 cm) (LL < ASH)
<b>9 Distanze ruotina anteriore<sup>2</sup> (CD) in cm</b>	..... cm
<b>10 Distanza orizzontale tra i tubi del telaio anteriore<sup>2</sup> (LLC) in cm</b>	..... cm
<b>11 Posizione dell' asse (APO) in cm</b>	..... cm
<b>12 Lunghezza telaio (FL) in cm</b>	..... cm
<b>13 Lunghezza della porzione piana della seduta anatomica<sup>3</sup> (LSS) in cm</b>	..... cm
<b>14 Altezza seduta anatomica<sup>3</sup> (CSH) in cm</b>	..... cm
<b>15 Posizione delle ruotine anteriori<sup>2</sup> (CHP) in cm</b>	..... cm
<b>16 Altezza posteriore della pedana da terra (RTF) in cm</b>	..... cm
<b>17 Altezza anteriore della pedana da terra (FTF) in cm</b>	..... cm

<sup>2</sup> misura opzionale: se non viene scelta una misura, sarà utilizzata una misura standard.  
<sup>3</sup> queste valutazioni sono necessari solo se viene scelta la seduta anatomica.

Tipo di seduta	
<b>CA 80</b>	<input type="checkbox"/> <b>Seduta piana</b> -
<b>CA 81</b>	<input type="checkbox"/> <b>Seduta anatomica</b> € 116

Accessori telaio	
<b>CA 55</b>	<input type="checkbox"/> <b>Antiribaltamento destro</b> € 181
<b>CA 56</b>	<input type="checkbox"/> <b>Antiribaltamento sinistro</b> € 181
<b>CA 60</b>	<input type="checkbox"/> <b>Telaio imbottito</b> € 69

Ruotine piroettanti	
<b>CF 40</b>	<input type="checkbox"/> <b>4" gomma piena nera</b> -
<b>CF 35</b>	<input type="checkbox"/> <b>4" gomma morbida con cerchio in alluminio</b> € 175
<b>CF 41</b>	<input type="checkbox"/> <b>5" gomma piena nera</b> -
<b>CF 36</b>	<input type="checkbox"/> <b>5" gomma morbida con cerchio in alluminio</b> € 175
<b>CF 04</b>	<input type="checkbox"/> <b>5.5" gomma morbida grigia</b> -
<b>CF 42</b>	<input type="checkbox"/> <b>6" gomma piena nera</b> -
<b>CF 37</b>	<input type="checkbox"/> <b>6" gomma morbida con cerchio in alluminio</b> € 175

Ruote posteriori	
<b>CG 01</b>	<input type="checkbox"/> <b>24"</b> -
<b>CG 02</b>	<input type="checkbox"/> <b>25"</b> -

Campanatura ruote posteriori	
	<input type="checkbox"/> <b>0°</b> <input type="checkbox"/> <b>1°</b> <input type="checkbox"/> <b>3°</b> (portata massima 120 kg) <input type="checkbox"/> <b>6°</b> (portata max. 120 kg) -
<b>CG 45</b>	<input type="checkbox"/> <b>Su richiesta: .....</b> ° (portata massima 120 kg) € 136

Cerchi ruote posteriori			24"	25"	
CG 06	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard	•	•	–
CG 10	<input type="checkbox"/>	Spinergy SPOX (portata massima 140 kg)	•		€ 739
CG 11	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX (portata massima 140 kg)	•		€ 911
CG 15	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight (portata massima 140 kg)	•	•	€ 162
CG 17	<input type="checkbox"/>	Cerchio speciale per asse da 25 mm (portata massima 120 kg)	•	•	€ 318

Pneumatici			24"	25"	
CG 31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun, 1"	•	•	–
CG 37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	•	•	€ 95
CX 13	<input type="checkbox"/>	Pneumatici pieni in PU da 1" (non con cerchi Infinity CG15)	•		€ 84

Corrimani			24"	25"	
CG 50	<input type="checkbox"/>	Alluminio, verniciato di nero, alto	•	•	–
CG 52	<input type="checkbox"/>	Alluminio, anodizzato grigio, alto	•	•	–
CG 54	<input type="checkbox"/>	Gommato, alto	•	•	€ 108
CG 56	<input type="checkbox"/>	Acciaio inossidabile, lucidato, alto	•	•	€ 54
CG 63	<input type="checkbox"/>	Curve L	•	•	€ 336
CG 64	<input type="checkbox"/>	Curve L Grip	•	•	€ 448
CG 67	<input type="checkbox"/>	CarboLife Gekko	•	•	€ 370

Montaggio corrimano					
CG 70	<input type="checkbox"/>	Montaggio stretto			–
CG 71	<input type="checkbox"/>	Montaggio largo			–

Arretramento baricentro					
CG 82	<input type="checkbox"/>	Secondo asse per Handbike			€ 846
CG 46	<input type="checkbox"/>	Senza			–

**Distanza del secondo asse** ..... cm (misurata orizzontalmente dal centro dell'asse al centro del secondo asse)

Perno ruota					
CG 27	<input type="checkbox"/>	Standard			–
CG 28	<input type="checkbox"/>	Per tetra (non può essere combinato con i cerchi speciali per perno da 25 mm)			€ 203

Accessori ruote posteriori					
CG 84	<input type="checkbox"/>	Kit con perni da 12 mm per adattamento al perno da 25mm			€ 122
CG 87	<input type="checkbox"/>	Pompa ad aria ad alta pressione			€ 136

Freni					
CH 01	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta			€ 175
CH 05	<input type="checkbox"/>	Freno a forbice OutFront			–

Schienali					
CD 11	<input type="checkbox"/>	Reclinabile (portata massima 120 kg)			€ 443
CD 12	<input type="checkbox"/>	Schienale fisso			–

Nota: se non vengono date indicazioni specifiche la barra orizzontale di collegamento tra i tubi dello schienale viene saldata a ca. 1/3 dello schienale partendo dall'alto ed ha una profondità di 8 cm. Su richiesta tale barra può essere realizzata completamente su misura.

Imbottitura dello schienale		
CD 03	<input type="checkbox"/>	Regolabile, con imbottiture rimovibili in pelle -
CD 02	<input type="checkbox"/>	Regolabile, traspirante con imbottiture rimovibili in pelle € 84
CD 40	<input type="checkbox"/>	Schienale rigido, alluminio (portata massima 120 kg) € 349
Accessori schienale		
CD 30	<input type="checkbox"/>	Estremità dei tubi schienale flessibili (portata massima 120 kg) € 189
Manopole di spinta		
CD 50	<input type="checkbox"/>	Corte € 41
CD 51	<input type="checkbox"/>	Lunghe (solo per Invader Heavy Duty) -
CD 56	<input type="checkbox"/>	Pieghevole (portata massima 120 kg) € 107
CD 59	<input type="checkbox"/>	Senza -
Spondine		
CE 01	<input type="checkbox"/>	Spondine in alluminio dritte € 238
CE 02	<input type="checkbox"/>	Fianchetti proteggi abiti in alluminio € 283
CE 04	<input type="checkbox"/>	Fianchetti proteggi abiti in carbonio € 796
Fissaggio delle spondine		
CE 20	<input type="checkbox"/>	Fissate tramite viti (ribaltabili in caso di schienale abbattibile) -
CE 21	<input type="checkbox"/>	Saldate (solo in alluminio) € 81
Accessori per le spondine		
CE 51	<input type="checkbox"/>	Inserti in neoprene per protezione dal freddo (non in combinazione con i fianchetti proteggi abiti in carbonio) € 81
Accessori		
CC 29	<input type="checkbox"/>	Tasca per catetere, piccolo € 51
CC 30	<input type="checkbox"/>	Tasca per catetere, grande € 51
CC 37	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica € 310
Cuscini		Prezzi contenuti nel listino accessori
CC 01	<input type="checkbox"/>	Standard [ ] 3 cm [ ] 5 cm
CC 02	<input type="checkbox"/>	Cubic Foam (spessore 5 cm, fino a 150 kg)
CC 05	<input type="checkbox"/>	Evolight (spessore 6 cm, fino a 125 kg)
CC 09	<input type="checkbox"/>	Contour Gel (fino a 150 kg)
	<input type="checkbox"/>	Terra Flair Plus (fino a 150 kg)
	<input type="checkbox"/>	Cloud (spessore 10 cm)

<b>Pedana</b>			
<b>CB 03</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana unica con regolazione della flessione-estensione</b>	<b>€ 145</b>
<b>CB 06</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Tubi pedana aperti</b>	<b>-</b>
<b>CB 09</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana unica con regolazione in altezza</b> Dimensioni della pedana ..... x ..... cm	<b>€ 175</b>
<b>CB 14</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana unica, saldata</b> Dimensioni della pedana ..... x ..... cm	<b>€ 310</b>
<b>CB 18</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana in carbonio con bordi (vaschetta)</b>	<b>€ 765</b>
<b>CB 28</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana in alluminio con bordi (vaschetta)</b>	<b>€ 537</b>
<b>CB 29</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana in materiale composito con bordi (vaschetta)</b>	<b>€ 54</b>
<b>Accessori per la pedana</b>			
<b>CB 71</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cintura per polpacci</b>	<b>€ 29</b>
<b>CB 74</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pedana in composito per tubi pedana CB 06</b>	<b>€ 95</b>
<b>Copriraggi (possibile solo in combinazione con cerchi standard)</b>			
<b>CG 90</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Trasparenti</b>	<b>€ 158</b>
<b>Colore del telaio</b>			
<b>000</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Alluminio</b>	<b>-</b>
<b>023</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bianco RAL 9016*</b>	<b>-</b>
<b>027</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Grigio Shimano opaco*</b>	<b>-</b>
<b>001</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Brilliant silver*</b>	<b>€ 105</b>
<b>002</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Anthracite metallic*</b>	<b>€ 105</b>
<b>003</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nero RAL 9005*</b>	<b>€ 105</b>
<b>004</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ice blue*</b>	<b>€ 105</b>
<b>005</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sparkle light orange*</b>	<b>€ 105</b>
<b>009</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Vinho sparkle*</b>	<b>€ 105</b>
<b>010</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Marine blue*</b>	<b>€ 105</b>
<b>012</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sky blue*</b>	<b>€ 105</b>
<b>013</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nero RAL 9005 opaco*</b>	<b>€ 105</b>
<b>014</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Candy red*</b>	<b>€ 105</b>
<b>021</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sparkle granny-smith*</b>	<b>€ 105</b>
<b>039</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Nero, anodizzato opaco</b>	<b>€ 350</b>
* saranno verniciati il telaio, le spondine, lo schienale e la pedana (se applicabile)			
<b>Accessori speciali</b>			
<b>CZ 58</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Borsa ruote posteriori</b>	<b>€ 105</b>
<b>CZ 93</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Zaino Otto Bock</b>	<b>€ 60</b>