

Prezzi in €, aggiornati il 01.01.2024, i.v.a. 4% esclusa Nr. Reg. Ministero: 44365/R	Ordine-Nr.: _____
--	--------------------------

☐ Preventivo costi	☐ Ordine
Timbro Rivenditore/(indirizzo fatt.cod.cliente)	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Comm.	Cliente Data Firma

Eco-Buggy

cod.Articolo: HR32100001-011



Dotazione base

- Passeggino chiudibile leggero
- Rivestimento sedile e schienale in Nylon
- Imbottitura sedile/schienale asportabile
- Pedana divisa, regolabile in altezza, estraibile
- Doppie ruote anteriori con bloccaggio unidirezionale
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Cintura bacino standard
- Bauletto portaoggetti pieghevole

Dati tecnici:

Larghezza sedile: 35 cm
 Profondità sedile: 30 cm
 Altezza schienale: 55 cm
 Lunghezza gamba: 20 – 34* cm

(*la lunghezza max. gambe richiede la regolazione delle ruote piroettanti)

Portata max: 50 kg
 Peso del prodotto: 9 kg

Eco-Buggy			Prezzo base
HR32100001-011	[]	Eco-Buggy, passeggino chiudibile e riducibile	€ 729
Accessori			Prezzo
HR32070020-343	[]	Imbottitura con guide laterali (color Coro Blue)	€ 162
HR32135300-343	[]	Imbottitura "Easy" (colore Coro Blue)	inclusa
HR32102300	[]	Cintura a cinque punti	€ 111
HR32102200	[]	Tettuccio parasole	€ 72
HR16001102	[]	'Techno' Buggyboard pedana aggiuntiva posteriore per trasporto altro bambino	€ 166
HR32070060-031	[]	Poggiatesta rimovibile	€ 145