

ottobock.

Zenit R

Efficienza pura



Quality for life

Zenit R:

quando la leggerezza
diventa flessibile,
stabile, efficiente



Zenit R consente una trasmissione della forza particolarmente efficiente, grazie all'uso di materiali hi-tech e componenti superleggeri.

Zenit R è progettata per persone attive che hanno uno stile di vita sportivo e apprezzano gli oggetti di design.

Zenit R è disponibile con 3 tipi di telaio: in alluminio, in carbonio e in versione saldata ultralight CLT.

Soluzioni, vantaggi e caratteristiche

- telaio rigidissimo dal design stylish
- materiali hi-tech pensati per minimizzare il peso e massimizzare la rigidità
- concepita per avere una eccellente stabilità e facilità di utilizzo
- disponibile in versione con assetto regolabile o saldato, per favorire la personalizzazione o la leggerezza
- pacchetto "Set colour" con cerchi e forcelle colorate (sparkle light orange, marine blue, candy red e sparkle granny-smith) in opzione





Zenit R CLT (telaio saldato)

Grazie al telaio saldato, la versione CLT offre il minimo peso a fronte della massima stabilità ed efficienza di trasmissione della forza: minimo sforzo, massima resa!

Caratteristiche

Componenti saldati:

- schienale ①
- piastra supporto ruota ribaltabile a 2 fori (per regolazione dell'assetto di ± 12 mm) ②
- supporto del freno ③
- attacchi delle forcelle ④



Zenit R (telaio regolabile)

Zenit R è il nuovo sinonimo di mobilità. Le innumerevoli possibilità di regolazione rendono Zenit R estremamente flessibile e personalizzabile. Il telaio può essere realizzato in alluminio o carbonio e in entrambi i casi ha caratteristiche di rigidità eccezionali.

Caratteristiche

- regolazione millimetrica dell'assetto ⑤, delle altezze e di inclinazione dello schienale ⑥
- supporto forcella brevettato con regolazione a step ⑦
- schienale abbattibile con telo tensionabile e manopole pieghevoli (in opzione) ⑧

Colori pastello RAL (solo per Zenit R CLT)



Bianco RAL 9016

Nero RAL 9005

Nero opaco (texture)

Colori metallizzati (solo per Zenit R CLT)



Sparkle light orange

Candy red

Vinho sparkle



Ice blue

Sky blue

Marine blue



Sparkle granny-smith

Brilliant silver

Anthracite metallic



Shimano opaco

Materiale del telaio



Alluminio

Carbonio

Colori opachi anodizzati (solo per Zenit R regolabile)



Gold

Orange

Red



Violet

Blue

Green



Anthracite

Black

Dati tecnici	CLT	Al / Carbonio
Ingombro in lunghezza	64 – 104 cm	
Ingombro minimo in larghezza	largh. seduta + 18 cm	
Ingombro in altezza	62 – 105 cm	
Larghezza seduta	32 – 42 cm	32 – 46 cm
Profondità seduta	36 – 50 cm	
Altezza anteriore	38 – 54 cm	
Altezza posteriore	37 – 50 cm	
Altezza schienale	25 – 50 cm	
Lunghezza gambe	28 – 51 cm	
Angolo telaio	75° / 85°	
Portata massima	100 kg	120 kg
Peso a partire da	ca. 7,4 kg	ca. 8,5 kg
Peso senza ruote a partire da	ca. 4,9 kg	ca. 6,0 kg



Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

L'importatore per l'Italia:
Otto Bock Italia Srl · via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO)
Tel. 051 69 24 711 · info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it