

# MODELLI

Ampia gamma per ogni esigenza:

## TAURUS 2

Versione base

Regolazione in altezza: ~40-80 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 102 x 212 cm  
Disponibile a richiesta



## TAURUS 2 LUX

Versione con pannelli in legno

Regolazione in altezza: ~40-80 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 105 x 214 cm  
Codice: 420B1=10000 (doghe in legno)  
Codice: 420B1=10004 (rete in metallo)



## TAURUS 2 LOW

Versione base ribassata

Regolazione in altezza: ~20-60 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 102 x 212 cm  
Disponibile a richiesta



## TAURUS 2 LOW LUX

Versione ribassata con pannelli in legno

Regolazione in altezza: ~20-60 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 105 x 214 cm  
Codice: 420B1=10002



## TAURUS 2 LUX LARGE

Versione ribassata con pannelli in legno  
larga 120 cm

Regolazione in altezza: ~22-64 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 135 x 214 cm  
Codice: 420B1=10003  
Codice: 420B1=10006 (versione bariatrica portata massima 318 kg)



## TAURUS LUX JUNIOR

Versione per bambini

Regolazione in altezza: ~28-70 cm  
Portata massima: 178 kg  
Ingombro: 93 x 207 cm  
Codice: 420B1=10001



## TAURUS 2 MED

Facilmente sanificabile

Regolazione in altezza: ~40-80 cm  
Portata massima: 215 kg  
Ingombro: 102 x 212 cm  
Disponibile a richiesta



# COLORI DI RIFINITURA

Disponibile in diverse finiture di legno:



BEECH  
(versione in pronta consegna)

LIGHT OAK



LIGHT OAK  
PALERMO

DARK WALNUT



SONOMA TABAC

MAPLE



GREY

WHITE

Le immagini dei letti sono a puro scopo dimostrativo. I colori reali potrebbero discostarsi leggermente. Ultimo aggiornamento 09.2022



# Taurus 2



prodotto da



distribuito da

## ottobock.

Otto Bock Italia S.r.l. u.s.

Via F. Turati 5-7  
40054 Budrio (BO)

info.italia@ottobock.com

www.ottobock.it

REHA-BED Sp. z o.o.  
ul. Spacerowa 1  
41-253 Czeladź - Polonia  
www.rehabed.pl

distribuito da:



## ottobock.

# NUOVI LETTI TAURUS 2

**Taurus 2** è una nuova generazione di letti per la riabilitazione, nata dall'esperienza di Reha-Bed, che offre un miglior comfort e funzionalità rispetto ai precedenti letti Taurus. La principale differenza è la fabbricazione della struttura in quattro colonne, che garantisce migliore stabilità. La posizione delle sponde laterali è stata abbassata per facilitare i movimenti del paziente. L'ingombro totale del letto è ridotto, adatto ad ambienti con spazio limitato. Prodotti in conformità al regolamento europeo 2017/745.

## Struttura a quattro colonne portanti

Garantisce stabilità al letto.



## Sponde ribassate regolabili

Migliora e semplifica i movimenti del paziente per alzarsi e sedersi.



## Regolazione delle sponde facile e sicura

Attraverso il nuovo bottone è possibile regolare le sponde in modo semplice e sicuro.



# ACCESSORI

## VIRGO/VIRGO MINI

Comodini opzionali in legno  
Con ruote bloccabili, cassetto e anta  
Misure Virgo: 59,7 x 87 x 48,7 cm  
Misure Virgo Mini: 45,6 x 81 x 45,6 cm  
Codice Virgo: 420B7=10000  
Codice Virgo Mini: 420B5=10003



## SIDE RAILS HEIGHT EXTENSION

Sponda di sicurezza aggiuntiva  
Altezza aggiuntiva rispetto alla sponda standard: 18 cm  
Codice: 420B2=10002



## GRAB RAIL

Maniglia per alzarsi dal letto in acciaio  
Ordinabile con montaggio interno o esterno  
Disponibile a richiesta



## TRANSFUSION POLE

Supporto per flebo a 4 ganci  
Regolazione in altezza: ~80-140 cm  
Portata massima per gancio: 2 kg  
Disponibile a richiesta



## BED EXTENSION KIT

Kit prolunga 220 cm  
Compatibile con tutti i letti TAURUS 2 eccetto TAURUS 2 MED  
Codice: 420B6=10000 (per letti da 90 cm)  
Codice: 420B6=10001 (per letti da 120 cm)



## PANNELLI LATERALI

Pannelli decorativi laterali in legno  
Disponibili per letti TAURUS 2 e TAURUS 2 LOW  
Disponibile a richiesta



# FUNZIONALITA'

## Dimensioni compatte

La lunghezza totale del letto è solo **212 / 214** cm a seconda del modello.  
Supporto alza pazienti incluso.



## Facile da trasportare

Ingombro ridotto rispetto alla versione precedente.



## Telecomando con 10 tasti semplice e intuitivo

Incluso per tutti i letti Taurus 2.



## Caratteristiche dei letti Taurus 2

La struttura a 4 colonne è fornita con rete composta da doghe in legno altamente elastiche oppure rete in metallo facile da disinfettare. La rete può essere modulata con 4 regolazioni. I pannelli sono in laminato di legno di faggio. Le routine sono Tente e gli attuatori Dewert.

## Dimensione del materasso

Taurus 2: 90 x 200 cm  
Taurus 2 Low: 90 x 200 cm  
Taurus 2 Lux: 90 x 200 cm  
Taurus 2 Low Lux: 90 x 200 cm  
Taurus 2 Lux Large: 120 x 200 cm  
Taurus Lux Junior: 80 x 190 cm

distribuito da:

**ottobock.**