

ottobock.

Quality for life



Juvo B4

Per una grande flessibilità

La B4 è la entry-level della famiglia Juvo e si contraddistingue per la grande flessibilità. Grazie al design modulare e alle innumerevoli opzioni, puoi scegliere tra una vasta gamma di possibilità per personalizzare l'ausilio secondo i tuoi gusti e necessità. Per esempio è possibile scegliere il sedile telescopico VAS e l'elettronica Rnet che consente l'utilizzo di più attuatori.

Benefici al primo impatto

- Design sobrio pensato per garantire una grande solidità nel tempo
- Concepita per la massima compattezza
- Sospensioni posteriori integrate per massimizzare il confort di marcia
- Ampia disponibilità di opzioni
- Concepita per facilitare l'assistenza e la manutenzione
- Motori ad alte prestazioni a 4 poli



• Bracci delle sospensioni colorati



• Luci a LED (anteriori anti urto) per versione da esterno



• Vano batterie facilmente accessibile



• Portapacchi (in opzione)



• Prese USB (in opzione)



• Sospensioni posteriori integrate

Dati tecnici

Velocità massima	6/7,5/10 km/h
Batterie	AGM 66 Ah (C20)
Autonomia (secondo ISO 7176-4)	35 km
Elettronica	VR2 o Rnet
Portata massima	140 kg
Altezza massima ostacolo	50 mm, con salicordoli 85 / 90 mm
Ingombro in larghezza	Indoor 58 cm - Outdoor 59 cm
Raggio di sterzata (ISO 7176-5)	80 cm
Altezza seduta (a seconda della configurazione)	38–57 cm
Larghezza seduta	34–56 cm
Profondità seduta	34–58 cm
Reclinazione schienale	30°
Basculazione seduta	20°/45° (elettrica)
Possibilità di inclinazione fissa della seduta (non in combinazione con bascula elettrica)	-3°/0°/3°/6°/9°
Altezza schienale	37–55 cm
Altezza braccioli	20–40 cm
Lunghezza gambe	15–54 cm
Tempo di ricarica (approssimativo)	12 h
Peso carrozzina	da 94 kg

Caratteristiche (di serie e opzionali)

- Parafanghi sulle 4 ruote (in opzione)
- Motori Performance a 4 poli di serie
- Sospensioni posteriori di serie
- Sospensioni anteriori in opzione
- Vari sistemi di seduta disponibili (standard VAS, Contour)
- 5 colori a scelta
- Disponibili ruote di diametro diverso: 14" / 10", 14" / 9" e 12" / 8"
- Bascula elettrica (20° oppure 45°)
- Reclinazione elettrica (30°)
- Kit di elevazione e basculazione seduta (35 cm / 45°) in opzione
- Pedane elevabili elettricamente (90° - 170°)
- Kit trasporto conforme a ISO 7176-19
- Prese USB (in opzione)
- Portapacchi (in opzione)



Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

L'importatore per l'Italia:
Otto Bock Italia Srl · via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO)
Tel. 051 69 24 711 · info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it