

<p>Prezzo base: 1.220 € (Carrozzina leggera pieghevole portata max 160 Kg)</p> <p>Prezzi in €, aggiornati il 01.01.2024, i.v.a. esclusa</p> <p>Nr.Reg.Ministero: 2555943/R</p> <p>CND Y122106</p>	<p>Ordine-Nr.:</p> <hr/>
--	--------------------------

Start3 M4 XXL

Carrozzina leggera

Codice Articolo: 480F53=40000_K



Dotazione base

- Telaio in alluminio con doppia crociera rinforzata
- Dispositivo superamento gradini integrato nel telaio
- Pedane divise, inclinabili, estraibili in plastica
- Braccioli ribaltabili ed estraibili, regolabili in altezza in 2 posizioni
- Rivestimento sedile/schienale in nylon nero
- Struttura modulare
- Ruote posteriori con raggi rinforzati
- Freno a leva
- Tubi schienale con piegatura lombare, rinforzati
- Altezza schienale 40 – 47,5 cm regolabile

pieghevole, portata max. 160 kg

<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine
Timbro Rivenditore/(indirizzo fatt.cod.cliente)	
Indirizzo di spedizione (se diverso dall'indirizzo Rivenditore)	
Comm.	<p>Cliente</p> <p>.....</p> <p>Data Firma</p>

Misure sedile	
Larghezza sedile SB in cm	[] 43 [] 45,5 [] 48 [] 50,5 [] 53 [] 55,5 [] 58
Profondità sedile ST in cm	[] 43 [] 46 [] 49

Altezze sedile da terra (tabella a pag. 5; inclinazione massima di 3 cm)	
Altezza anteriore da terra in cm	[] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51
Altezza posteriore da terra in cm	[] 38 [] 41 [] 44 [] 47 [] 50

Accessori telaio	
MA 50	[] Ruotine di transito € 93
MA 57	[] Portabastone destro € 33
MA 58	[] Portabastone sinistro € 30
MA 61	[] Antiribaltamento oscillante destro € 44
MA 62	[] Antiribaltamento oscillante sinistro € 44

Ruotine piroettanti anteriori			
MF 03	<input type="checkbox"/>	5" piene (130x33) (con forcella corta MF81 SH 40 ÷ 44 cm, con forcella lunga MF80 SH 44 ÷ 47 cm)	-
MF 04	<input type="checkbox"/>	5,5" soft (140x40) (con forcella corta MF81 SH 42 ÷ 44 cm, con forcella lunga MF80 SH 44 ÷ 48 cm)	-
MF 06	<input type="checkbox"/>	6" piene (150x33) (con forcella corta MF81 SH 43 ÷ 45 cm, con forcella lunga MF80 SH 45 ÷ 49 cm)	-
MF 07	<input type="checkbox"/>	7" aria (180x45) (con forcella corta MF81 SH 45 ÷ 47 cm, con forcella lunga MF80 SH 47 ÷ 50 cm)	-
MF 08	<input type="checkbox"/>	7" PU (180x45) (con forcella corta MF81 SH 45 ÷ 47 cm, con forcella lunga MF80 SH 47 ÷ 50 cm)	-
MF 09	<input type="checkbox"/>	8" aria strette (200X30) (solo con forcelle lunghe MF80 SH 48 ÷ 51 cm)	-
MF 12	<input type="checkbox"/>	8" aria larghe (200X50) (solo con forcelle lunghe MF80 SH 48 ÷ 51 cm)	-
MF 10	<input type="checkbox"/>	8" piene strette (200X30) (solo con forcelle lunghe MF80 SH 48 ÷ 51 cm)	-
MF 13	<input type="checkbox"/>	8" piene larghe (200X50) (solo con forcelle lunghe MF80 SH 48 ÷ 51 cm)	-
Forcelle per ruotine piroettanti			
MF 80	<input type="checkbox"/>	Forcella lunga	-
MF 81	<input type="checkbox"/>	Forcella corta	-
Misure ruote posteriori			
MG 01	<input type="checkbox"/>	22"	-
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"	-
Ruote posteriori			
MG 05	<input type="checkbox"/>	Standard 1 3/8"	-
MG 80	<input type="checkbox"/>	Ruota posteriore con freno a tamburo	€ 294
Pneumatici			
MG 30	<input type="checkbox"/>	Standard ad aria 1 3/8"	-
MG 35	<input type="checkbox"/>	PU da 1 3/8"	-
Corrimano			
MG 52	<input checked="" type="checkbox"/>	Alluminio, anodizzato argento, alto	-
Accessori per ruote posteriori			
MG 87	<input type="checkbox"/>	Pompa alta pressione, 14 bar	€ 90
MG 88	<input type="checkbox"/>	Pompa -Airman dotata di carica batteria	€124
MG 84	<input type="checkbox"/>	Rivestimento corrimano in Silicone	€ 90
Freni			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Freno a leva standard (dotazione base)	-
MH 06	<input type="checkbox"/>	Freno a leva per utente e accompagnatore	€ 181
Accessori per freni			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolungamento leva freno	€ 33
Altezze schienale			
<input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42,5 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 47,5 cm			

Telo schienale			
MD 04	[]	Standard	-
MD 05	[]	Tensionabile	€ 79
MD 06	[]	Senza telo	-
Manopole			
MD 51	[]	Standard	-
MD 52	[]	Telescopiche regolabili in altezza	€ 147
Accessori per schienale			
MD 58	[]	Barra stabilizzatrice per schienale	€ 33
Spondine e braccioli			
ME 01	[]	Braccioli ribaltabili estraibili, 300 mm, montati [] corti [] lunghi	-
ME 06	[]	Braccioli ribaltabili estraibili, 365 mm, montati [] corti [] lunghi	€ 22
ME 03	[]	Braccioli estraibili	-
ME 05	[]	Braccioli Desk, regolabili in altezza, imbottiti 300 mm	€ 102
ME 10	[]	Bracciolo Desk, Transfer	-
Accessori spondine			
ME 60	[]	Tavolino	€ 131
Rivestimento sedile			
MC 13	[]	Rivestimento standard	-
MC 06	[]	Senza telo	-
Lunghezza gamba in cm (da calcolare senza cuscino sedile)			
Lunghezza gamba (UL) in cm			(Regolazione possibile 27 – 47 cm; distanza minima da terra 4 cm)
			-
Lunghezza tubi pedana			
Attenzione! In caso non venga selezionata nessuna opzione, saranno scelti i tubi più lunghi compatibili con la UL richiesta			
MB 40	[]	Tubi pedana corti (UL 27 ÷ 40 cm)	-
MB 41	[]	Tubi pedana medi (UL 35 ÷ 47 cm)	-
Pedane			
MB 10	[]	Pedana divisa, regolabile, inclinabile, poggiapiedi in plastica nera	-
MB 03	[]	Pedana unica, regolabile, inclinabile, in alluminio	€ 102
MB 25	[]	Pedane elevabili, poggiapiedi in plastica, compens.autom.lunghezza (portata max 125 kg), paio	€ 169
MB 26	[]	Pedana elevab.dx (poggiapiedi std. sin.), (portata max 125 kg)	€ 90
MB 27	[]	Pedana elevab.sin. (poggiapiedi std.dx), (portata max 125 kg)	€ 90
MB 21	[]	Supporto dx amputaz.transibiale (portata max 125 kg, poggiapiedi std sin.)	€ 102
MB 22	[]	Supporto sin amputaz.transibiale (portata max 125 kg, poggiapiedi std. dx)	€ 102
Accessori pedane			
MB 72	[]	Cinturini fermatallone per pedane divise	€ 22
Altri accessori			
MZ 51	[]	Cintura sicurezza con fibbia metallica	€ 117
MZ 52	[]	Set di attrezzi	€ 44
MZ 53	[]	Poggiatesta	a richiesta
MZ 54	[]	Set montaggio per poggiatesta	a richiesta
MZ 55	[]	Set montaggio pluriassiale, curvo, per poggiatesta	a richiesta
Copriraggi			
MG 90	[]	Trasparenti	€ 109

MG 95	<input type="checkbox"/>	Motivo "Dekor"	€ 158
--------------	--------------------------	----------------	-------

Colori telaio			
002	<input type="checkbox"/>	Antracite metallizzato	
003	<input type="checkbox"/>	Nero lucido RAL 9005	
004	<input type="checkbox"/>	Blu ghiaccio	
016	<input type="checkbox"/>	Argento metallizzato	
023	<input type="checkbox"/>	Bianco RAL 9016	
020	<input type="checkbox"/>	Saturn blue metallizzato	

Portata massima	
<input checked="" type="checkbox"/>	160 kg

Informazioni

Tabella misure per altezza sedile

Altezza anteriore sedile/terra

Forcella corta Applicazione: misure da-a

Diametro ruotine piroettanti 5"	40 – 44
Diametro ruotine piroettanti 5,5"	42 – 44
Diametro ruotine piroettanti 6"	43 – 45
Diametro ruotine piroettanti 7"	45 – 47


Forcella lunga

Diametro ruotine piroettanti 5"	44 – 47
Diametro ruotine piroettanti 5,5"	44 – 48
Diametro ruotine piroettanti 6"	45 – 49
Diametro ruotine piroettanti 7"	47 – 50
Diametro ruotine piroettanti 8"	48 – 51

I valori sono indicativi e sono stati arrotondati. Lo scarto max è di 1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruote, dal tipo di forcella e dalla posizione di montaggio. Si prega di consultare la tabella delle altezze di seduta!


Misure in cm. da intendersi senza cuscino sedile e con inclinazione seduta di 0°.

L'inclinazione max di seduta è di 3,5 cm.



Altezza posteriore sedile/terra in cm

Posizioni ruote	Misure ruote posteriori	
	22"	24"
1	38	41
2	41	44
3	44	47
4	46	50



Informazioni



MA 50 Ruotine di transito



MA 62 Antiribaltamento oscillante



ME 05 Braccioli Desk regolabili in altezza



MD 58 Barra stabilizzatrice



MB 03 Pedana unica



MB 25 Pedane elevabili



MB 72 Cinturni fermatallone



MZ 53 Poggiatesta



MZ 54 Set montaggio per poggiatesta



MZ 55 Set montaggio pluriassiale



MG 95 Copriraggi Dekor